

N° de série : HA27314	N° Document : 7V12 / DDUTSCHER
Référence : Gilson P - 10 / Ref Dutscher: 066002	Mise en service : Date : 20/08/2012
Modèle : Pipetman - var. 1-10 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : GILSON	Heure : 17:06:26

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 1 µl

Moyenne : 0,929 µl	Minimum : 0,917 µl	Maximum : 0,942 µl		
Erreur systématique Ev : -0,071 µl	E% -7,10 %	Tolérance E : 0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,009 µl	CV% 0,93 %	Tolérance S : 0,08 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
0,914	0,931	0,939	0,926	0,916 0,925 0,928 0,935 0,915 0,930

Volume : 5 µl

Moyenne : 4,953 µl	Minimum : 4,937 µl	Maximum : 4,965 µl		
Erreur systématique Ev : -0,047 µl	E% -0,93 %	Tolérance E : 0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,010 µl	CV% 0,20 %	Tolérance S : 0,08 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
4,920	4,921	4,936	4,931	4,947 4,945 4,938 4,942 4,948 4,937

Volume : 10 µl

Moyenne : 9,984 µl	Minimum : 9,955 µl	Maximum : 9,998 µl		
Erreur systématique Ev : -0,016 µl	E% -0,16 %	Tolérance E : 0,12 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,012 µl	CV% 0,12 %	Tolérance S : 0,08 µl	CONFORME	
10 mesures (en mg)				
9,921	9,955	9,946	9,959	9,953 9,964 9,955 9,953 9,943 9,955

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011
méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,9 °C

Pression : 1002,8 hPa

Hygrométrie : 66,2 %

Pointe : ClearLine 028200CL Evaporation : 0 mg
ClearLine 035200CL (Low Binding)

Facteur : 1,0034 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 – SIRET 444 856 942 00016 – APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr