

N° de série : L14057B	N° Document : 44V12 / DDUTSCHER
Référence : Eppendorf 3120 - 2.5 / Ref Dutscher: 035602	Mise en service : Date : 22/08/2012
Modèle : Research Plus- var. 0.1-2.5 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 10:14:15
Constructeur : EPPENDORF	

Demandé par : DUTSCHER BRUMATH

Remarques : Vérification en l'état

Volume : 0,25 µl

Moyenne :	0,202 µl	Minimum :	0,188 µl	Maximum :	0,219 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,048 µl	E%	-19,33 %	Tolérance E :	0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,010 µl	CV%	4,71 %	Tolérance S :	0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

0,187 0,202 0,193 0,192 0,207 0,203 0,202 0,211 0,195 0,218

Volume : 1,25 µl

Moyenne :	1,223 µl	Minimum :	1,211 µl	Maximum :	1,235 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,027 µl	E%	-2,14 %	Tolérance E :	0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,007 µl	CV%	0,54 %	Tolérance S :	0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

1,214 1,217 1,222 1,225 1,207 1,215 1,218 1,219 1,223 1,231

Volume : 2,5 µl

Moyenne :	2,485 µl	Minimum :	2,475 µl	Maximum :	2,506 µl		
Erreur systématique	Ev : -0,015 µl	E%	-0,59 %	Tolérance E :	0,125 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire	Sv : 0,009 µl	CV%	0,36 %	Tolérance S :	0,075 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

2,467 2,472 2,469 2,473 2,480 2,478 2,472 2,484 2,475 2,498

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion CONFORME

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature :



Identification balance : Mettler XP26PC n°1123110561

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g) Certificat n° Z11 01042 & Z11 01043 du 25/01/2011
méthode gravimétrique : procédure PLM050 référentiel : ISO 8655

Température : 22,5 °C

Pression : 1001,3 hPa

Hygrométrie : 77,8 %

Pointe : ClearLine 130340CL

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0034 µl/mg

ClearLine 130340TLC (Low Binding)

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285

SAS au capital de 65 000 € - RCS : Strasbourg TI 444856942 - SIRET 444 856 942 00016 - APE 743 B

Site Internet : www.aps-metrologie.fr / E-mail : contact@aps-metrologie.fr