

N° de série : KD26256	N° Document : 57V14 / DD062014
Référence : Gilson P - 20	Mise en service : Date : 05/06/2014
Modèle : Pipetman - var. 2-20 µl - type A	Nombre de canaux : 1
Constructeur : GILSON	Heure : 14:44:28

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER BRUMATH

Volume : 2 µl

Moyenne : 2,009 µl	Minimum : 1,986 µl	Maximum : 2,032 µl		
Erreur systématique Ev : 0,009 µl	E% 0,46 %	Tolérance E : 0,2 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,013 µl	CV% 0,65 %	Tolérance S : 0,1 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

1,980 1,986 2,002 2,026 2,011 2,003 2,009 1,998 2,009 2,008

Volume : 10 µl

Moyenne : 10,036 µl	Minimum : 10,022 µl	Maximum : 10,059 µl		
Erreur systématique Ev : 0,036 µl	E% 0,36 %	Tolérance E : 0,2 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,013 µl	CV% 0,13 %	Tolérance S : 0,1 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

10,001 10,019 9,993 10,010 9,996 9,999 9,997 9,992 10,021 10,029

Volume : 20 µl

Moyenne : 20,024 µl	Minimum : 20,008 µl	Maximum : 20,041 µl		
Erreur systématique Ev : 0,024 µl	E% 0,12 %	Tolérance E : 0,2 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,011 µl	CV% 0,06 %	Tolérance S : 0,1 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

19,954 19,957 19,981 19,967 19,948 19,960 19,964 19,977 19,979 19,959

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Sartorius MSA6.6S n°28908862

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° G2-383 du 20/02/2013
référentiel : ISO 8655

Température : 21,3 °C

Pression : 998 hPa

Hygrométrie : 60,8 %

Pointe : CLEARLINE 713111

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,003 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285