

N° de série : 13654697	N° Document : 48V14 / DD062014
Référence : Biohit 725 - 100	Mise en service : Date : 05/06/2014
Modèle : mLINE - var. 10-100 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 11:16:28
Constructeur : BIOHIT	

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER

BRUMATH

Volume : 10 µl

Moyenne : 10,050 µl	Minimum : 10,040 µl	Maximum : 10,069 µl			
Erreur systématique Ev : 0,050 µl	E% 0,50 %	Tolérance E : 0,8 µl	CONFORME		
Erreur aléatoire Sv : 0,009 µl	CV% 0,09 %	Tolérance S : 0,3 µl	CONFORME		
10 mesures (en mg)					
10,031	10,020	10,012	10,021	10,021	10,040 10,011 10,025 10,021 10,011

Volume : 50 µl

Moyenne : 49,790 µl	Minimum : 49,747 µl	Maximum : 49,856 µl			
Erreur systématique Ev : -0,210 µl	E% -0,42 %	Tolérance E : 0,8 µl	CONFORME		
Erreur aléatoire Sv : 0,035 µl	CV% 0,07 %	Tolérance S : 0,3 µl	CONFORME		
10 mesures (en mg)					
49,612	49,638	49,603	49,657	49,643	49,621 49,712 49,630 49,698 49,644

Volume : 100 µl

Moyenne : 99,645 µl	Minimum : 99,563 µl	Maximum : 99,707 µl			
Erreur systématique Ev : -0,355 µl	E% -0,35 %	Tolérance E : 0,8 µl	CONFORME		
Erreur aléatoire Sv : 0,044 µl	CV% 0,04 %	Tolérance S : 0,3 µl	CONFORME		
10 mesures (en mg)					
99,275	99,326	99,378	99,383	99,397	99,419 99,343 99,352 99,311 99,388

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Sartorius MSA6.6S n°28908862

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° G2-383 du 20/02/2013
référentiel : ISO 8655

Température : 20,7 °C

Pression : 998,4 hPa

Hygrométrie : 62,2 %

Pointe : CLEARLINE 713111

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0029 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285