

N° de série : LH06077	N° Document : 19V14 / DD062014
Référence : Finnpiquette 4642 F2 - 200	Mise en service : Date : 04/06/2014
Modèle : Finnpiquette - var. 20-200 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 14:24:55
Constructeur : THERMO SCIENTIFIC	

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER

BRUMATH

Volume : 20 µl

Moyenne : 19,81 µl	Minimum : 19,68 µl	Maximum : 19,88 µl			
Erreur systématique Ev : -0,19 µl	E% -0,96 %	Tolérance E : 1,6 µl	CONFORME		
Erreur aléatoire Sv : 0,06 µl	CV% 0,31 %	Tolérance S : 0,6 µl	CONFORME		
10 mesures (en mg)					
19,62	19,70	19,68	19,76	19,76	19,75
19,80	19,80	19,80	19,80	19,77	19,82

Volume : 100 µl

Moyenne : 99,87 µl	Minimum : 99,63 µl	Maximum : 100,03 µl			
Erreur systématique Ev : -0,13 µl	E% -0,13 %	Tolérance E : 1,6 µl	CONFORME		
Erreur aléatoire Sv : 0,11 µl	CV% 0,11 %	Tolérance S : 0,6 µl	CONFORME		
10 mesures (en mg)					
99,32	99,47	99,64	99,61	99,49	99,60
99,54	99,63	99,72	99,62		

Volume : 200 µl

Moyenne : 199,51 µl	Minimum : 199,27 µl	Maximum : 199,68 µl			
Erreur systématique Ev : -0,49 µl	E% -0,24 %	Tolérance E : 1,6 µl	CONFORME		
Erreur aléatoire Sv : 0,15 µl	CV% 0,08 %	Tolérance S : 0,6 µl	CONFORME		
10 mesures (en mg)					
198,65	198,80	198,66	198,91	198,94	198,94
199,06	199,05	199,05	198,92		

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion
CONFORME
Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

 Signature : 
Identification balance : Sartorius GPC225-CW n°28909067

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

 Certificat n° G2-383 du 20/02/2013
référentiel : ISO 8655

Température : 21,7 °C

Pression : 991,2 hPa

Hygrométrie : 62,2 %

Pointe : CLEARLINE 713117

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,0031 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285