

N° de série : M30312C	N° Document : 16V14 / DD062014
Référence : Eppendorf 3120 - 1000	Mise en service : Date : 04/06/2014
Modèle : Research Plus - var. 100-1000 µl - type A	Nombre de canaux : 1 Heure : 11:54:32
Constructeur : EPPENDORF	

Demandé par : DOMINIQUE DUTSCHER BRUMATH

Volume : 100 µl

Moyenne : 100,00 µl	Minimum : 99,82 µl	Maximum : 100,20 µl		
Erreur systématique Ev : 0,00 µl	E% 0,00 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,13 µl	CV% 0,13 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

99,72 99,79 99,89 99,90 99,58 99,52 99,55 99,68 99,66 99,75

Volume : 500 µl

Moyenne : 495,24 µl	Minimum : 494,63 µl	Maximum : 495,71 µl		
Erreur systématique Ev : -4,76 µl	E% -0,95 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,34 µl	CV% 0,07 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

493,40 493,88 494,23 494,07 493,72 493,82 493,50 493,15 493,75 494,11

Volume : 1000 µl

Moyenne : 992,98 µl	Minimum : 992,44 µl	Maximum : 993,57 µl		
Erreur systématique Ev : -7,02 µl	E% -0,70 %	Tolérance E : 8 µl	CONFORME	
Erreur aléatoire Sv : 0,33 µl	CV% 0,03 %	Tolérance S : 3 µl	CONFORME	

10 mesures (en mg)

989,95 989,47 990,60 990,06 989,63 989,82 990,26 989,95 990,07 990,28

Conformité : l'appareil est déclaré conforme si l'erreur de justesse E est inférieure ou égale à l'EMT(E) choisie et si l'écart type expérimental S est inférieur ou égal à l'EMT(S) choisie.

Conclusion **CONFORME**

Décontamination Bactéricide, Virucide, Inactivation du virus de l'hépatite B et du SIDA, Tuberculicide

Opérateur : MIRONSKA Ewa

Signature : 

Identification balance : Sartorius GPC225-CW n°28909067

Liquide utilisé : Eau distillée

Références : masses : MAE01 n° 19429235 (1mg à 100g)
méthode gravimétrique : procédure PLM050

Certificat n° G2-383 du 20/02/2013
référentiel : ISO 8655

Température : 21,2 °C

Pression : 991,1 hPa

Hygrométrie : 61,5 %

Pointe : CLEARLINE 713119

Evaporation : 0 mg

Facteur : 1,003 µl/mg

Accurate Poly Services

Laboratoire de Métrologie

Rue Geiler de Kaysersberg

67400 ILLKIRCH Tél : 0388654280 Fax : 0388654285