


Placas y microplacas de cultivo CELLSTAR Greiner Bio-One (continuación)

Placas multipocillo y microplacas transparentes




- Alta transparencia y baja autofluorescencia
- Tapa diseñada para un óptimo intercambio de gases y una mínima evaporación
- Marcado alfanumérico
- Envase despegable
- Formato SBS, compatible con la robótica
- Para las placas de 6 y 96 pocillos: serigrafía negra en cada placa con el número de lote, la fecha de caducidad y el tipo de tratamiento
- Ganancia de reactivo con 1/2 pocillos; volumen de trabajo de 15 a 175 µl
- Microplacas 96 disponibles sin tapa

Microplacas de cultivo CELLSTAR negras



- Aptas para pruebas de fluorescencia
- Minimiza el ruido de fondo, la autofluorescencia y los efectos dispersión entre pocillos
- Fondo transparente µclear : Grosor 190 µm, adecuado para microscopía
- Formato SBS, compatible con la robótica

Placas de cultivo CELLSTAR blancas



- Apto para pruebas de luminiscencia
- Minimiza el ruido de fondo, la autofluorescencia y los efectos de dispersión entre pocillos
- Fondo transparente µclear : Grosor 190 µm adecuado para microscopía
- Formato SBS, compatible con la robótica

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
657160	6	Plano	TC	1	100	NC -
657960	6	Plano	Advanced TC	1	100	NC -
665180	12	Plano	TC	1	100	NC -
665980	12	Plano	Advanced TC	1	100	NC -
662160	24	Plano	TC	1	100	NC -
662960	24	Plano	Advanced TC	1	100	NC -
677180	48	Plano	TC	1	100	NC -
677980	48	Plano	Advanced TC	1	100	NC -
020035	96	Plano	TC	1	100	NC -
655980	96	Plano	Advanced TC	1	100	NC -
655982	96	Plano	Advanced TC	10	160	NC -
020028	96	Redondo	TC	1	100	NC -
020033	96	Cónico	TC	1	100	NC -
675180	96	1/2 pocillos	TC	1	100	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
020037	Tapa universal alta irradiada	1	100	NC -
020039	Tapa estéril para microplaca de condensación de 96 anillos	1	100	NC -

Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
655086	96	Plano - Negro	Con tapa	TC	8	32	NC -
655079	96	Plano - Negro	Sin tapa	TC	10	40	NC -
655090	96	Plano - µclear transparente	Con tapa	TC	8	32	NC -
655087	96	Plano - µclear transparente	Sin tapa	TC	10	40	NC -
675086	96	1/2 pocillo Negro	Con tapa	TC	8	32	NC -
675090	96	1/2 pocillo-µclear transparente	Con tapa	TC	8	32	NC -
655986	96	1/2 pocillo-µclear transparente	Con tapa	Advanced TC	8	32	NC -
675986	96	1/2 pocillo Negro	Con tapa	Advanced TC	8	32	NC -
781986	384	Plano - µclear transparente	Con tapa	Advanced TC	8	32	NC -
788986	384	1/2 pocillo-µclear transparente	Con tapa	Advanced TC	15	60	NC -
781079	384	Plano	Sin tapa	TC	10	40	NC -
781086	384	Plano	Con tapa	TC	8	32	NC -
781092	384	Plano - µclear transparente	Sin tapa	TC	10	40	NC -
781091	384	Plano - µclear transparente	Con tapa	TC	8	32	NC -
782078	1536	Plano	Sin tapa	TC	15	60	NC -
782086	1536	Plano	Con tapa	TC	10	40	NC -
782092	1536	Plano - µclear	Sin tapa	TC	15	60	NC -

Ref.	Núm. de pocillos	Tipo de fondo	Especificidad	Tratamiento	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
655083	96	Plano - Blanco	Con tapa	TC	8	32	NC -
655073	96	Plano - Blanco	Sin tapa	TC	10	40	NC -
655098	96	Plano - µclear transparente	Con tapa	TC	8	32	NC -
655088	96	Plano - µclear transparente	Sin tapa	TC	10	40	NC -
675083	96	1/2 pocillo - Blanco	Con tapa	TC	8	32	NC -
655983	96	Plano - Blanco	Con tapa	Advanced TC	8	32	NC -
781983	384	Plano - µclear transparente	Con tapa	Advanced TC	8	32	NC -
788983	384	1/2 pocillo-µclear transparente	Con tapa	Advanced TC	15	60	NC -
781073	384	Plano	Sin tapa	TC	10	40	NC -
781080	384	Plano	Con tapa	TC	8	32	NC -
781093	384	Plano - µclear transparente	Sin tapa	TC	10	40	NC -
781098	384	Plano - µclear transparente	Con tapa	TC	8	32	NC -
781073	1536	Plano	Sin tapa	TC	15	60	NC -
782080	1536	Plano	Con tapa	TC	10	40	NC -
782093	1536	Plano	Sin tapa	TC	15	60	NC -



Vea nuestras placas Greiner Bio-One de 384 y 1536 pocillos en la sección de Almacenamiento y Screening