

GUÍA DE SELECCIÓN DE PELÍCULAS ADHESIVAS CLEARLINE



Ref.	€	Envase	Puntos fuertes	APLICACIONES										
				PCR	qPCR	Almacenamiento a corto plazo / incubación / ELISA	Almacenamiento a largo plazo	Cultivo celular y microbiológico	Cristalografía	HPLC	Fluorescencia / luminiscencia	Sonificación		
760212	NC -	Hoja	No se pliega en sí mismo	•			•							
760213	NC -	Hoja	No se pliega en sí mismo	•			•							
760231	NC -	Hoja	Estanqueidad reforzada para placas de 96 pocillos	•			•							
760232	NC -	Hoja	Estanqueidad reforzada para placas de 384 pocillos	•			•							
760206	NC -	Hoja	Fácil de quitar	•			•							
760207	NC -	Hoja	Fácil de quitar	•			•							
765267	NC -	Hoja	Adherencia superior que minimiza la evaporación	•										
765276	NC -	Hoja	Adherencia superior que minimiza la evaporación	•										
760229	NC -	Hoja	Adherencia superior que minimiza la evaporación	•										
765264	NC -	Hoja	La adherencia superior minimiza la evaporación	•										
765269	NC -	Hoja	Hoja divisible en columnas de 8 pocillos	•										
760248	NC -	Hoja	Hoja divisible en 2 columnas de 8 pocillos	•										
765282	NC -	Hoja	Opaco	•										
765281	NC -	Hoja	Opaco	•										
765268	NC -	Hoja	Hoja divisible en columnas de 8 pocillos	•										
765270	NC -	Rollo	Excelente resistencia química	•										
765246	NC -	Hoja	El adhesivo de silicona se libera sólo cuando se aplica presión para una adhesión completa sin interferencias con la muestra		•		•		•	•				
765265	NC -	Hoja	El adhesivo de silicona se libera sólo cuando se aplica presión para una adhesión completa sin interferencias con la muestra		•		•		•	•				
760236	NC -	Hoja	Película de calidad óptica superior con excelente adherencia		•									
760208	NC -	Hoja	Película de calidad óptica superior con excelente adherencia		•									
765272	NC -	Rollo	Minimiza la evaporación, disponible con foco de color				•							
765273	NC -	Hoja	Hoja divisible en columnas de 8 pocillos				•							
765274	NC -	Hoja	Hoja divisible en columnas de 8 pocillos				•							
760202	NC -	Hoja	Hoja divisible en 2 columnas de 8 pocillos				•							
760203	NC -	Hoja	Hoja divisible en 2 columnas de 8 pocillos				•							
760227	NC -	Hoja	Minimiza la evaporación, disponible con foco de color (surtidos)				•							
760226	NC -	Hoja	Minimiza la evaporación, disponible con foco de color (azul)				•							
760222	NC -	Hoja	Minimiza la evaporación, disponible con foco de color (verde)				•							