


## Placas TERASAKI para histocompatibilidad Greiner Bio-One



- Para uso en aplicaciones de determinación serológica de antígenos HLA
- Tratada para el cultivo celular, estériles
- 60 o 72 pocillos de 10 µl
- Con tapas individuales o apilables (1 tapa por bolsa en la parte superior de la pila)

### Placas Microtest HLA

Ref.	Número pocillos	Apilable	Tapa	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
653180	60	No	1 por placa	10	270	NC -
659180	60	Sí	1 por bolsa	10	200	NC -
653190	60	No	1 por placa	120	480	NC -
659190	60	Sí	1 por bolsa	150	1200	NC -
654180	72	No	1 por placa	10	270	NC -
769180	72	Sí	1 por bolsa	10	200	NC -
769190	72	Sí	1 por bolsa	150	1200	NC -

### Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/caja
653103	Cubreobjetos de vidrio 45 x 70 mm	100	NC -
653081	Cubreobjetos de vidrio 51 x 76 mm	50	NC -

## Placas microtitración Greiner Bio-One



- De poliestireno de alta calidad óptica
- Tres versiones: fondo plano, fondo redondo y fondo cónico
- Estéril o no estéril
- Según las normas SBS
- Marcado alfanumérico
- Con tapa en versión estéril o no estéril



Ref.	Volumen (µl)	Fondo	Tapa	Estéril	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
650101	40 - 280	Redondo	No	No	10	100	NC -
650161B	40 - 280	Redondo	No	Sí	2	100	NC -
651101	40 - 200	Cónico	No	No	10	100	NC -
651161GBO	40 - 200	Cónico	No	Sí	2	100	NC -
655101	25 - 340	Plano	No	No	10	100	NC -
655161GBO	25 - 340	Plano*	No	Sí	2	100	NC -

\* : tipo chimenea

### Accesorios

Ref.	Descripción	Estéril	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
020036	Tapa universal alta	No	1	100	NC -
020037	Tapa universal alta	Sí	1	100	NC -
020038	Tapa con anillo de condensación	No	1	100	NC -
020039	Tapa con anillo de condensación	Sí	1	100	NC -
656199	Tapa universal perfil bajo, negra	-	-	200	NC -
676001	Adhesivo pre-cortado	No	-	100	NC -

## Microplaca de vinilo flexible Microtiter



En vinilo flexible. Fondo redondo para mejorar el lavado en ELISA, aumentar la sensibilidad de la fluorescencia y facilitar la observación de las reacciones de aglutinación.

### Aplicaciones:

- Fijación del complemento, aglutinación, determinación del grupo sanguíneo

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/caja
047607	Placa flexible de PVC, fondo plano	100	NC -

## Microplaca UV 96 pocillos transparente



- Ideal para la cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas a 260 y 280 nm
- Utilización de -80 °C a +40 °C
- Volumen por pocillo : 25 a 340 µl



Ref.	Descripción	Unid./caja	€/caja
047613	Placa UV de 96 pocillos fondo plano	40	NC -



Encuentre las microplacas de fijación universal o alta Cliniplacas en nuestras WEB