

Depósitos de reactivos ClearLine®



- Poliestireno de grado médico blanco o translúcido
- Picos de vertido en las 4 esquinas
- Fondo en forma de V
- Graduaciones en ambas paredes interiores (precisión +/-5%)
- Depósitos estériles envasados por 1 ó 5



Depósitos estándar de poliestireno blanco

L x P x Al int.(mm)	L x P x Al ext.(mm)	Vol. (ml)	No estéril env/100	€/caja de 100	Estéril/ env/1	€/caja de 1	Estéril/ env/5	€/caja de 5
117 x 32 x 23	145 x 62 x 24	25	097805	NC -	097801	NC -	097800	NC -
117 x 49 x 23	145 x 82 x 27	50	097819	NC -	097802	NC -	097803	NC -
115 x 50 x 30	145 x 86 x 30	100	097804	NC -	087806	NC -	087807	NC -

Depósitos de poliestireno blanco estéril de 3 compartimentos

Dimensiones internas del compartimento (L x p x al) = 35 x 18 x 15 mm.


L x P x Al int.(mm)	L x P x Al ext.(mm)	Vol. (ml)	Estéril/ env/1	€/caja de 1	Estéril/ env/5	€/caja de 5
117 x 32 x 23	145 x 62 x 24	25	087804	NC -	087805	NC -

Depósitos estándar de poliestireno translúcido

L x P x Al int.(mm)	L x P x Al ext.(mm)	Vol. (ml)	No estéril env/100	€/caja de 100	Estéril/ env/1	€/caja de 1	Estéril/ env/5	€/caja de 5
126 x 39 x 27	149 x 69 x 27	55	-	-	006793*	NC -	006794*	NC -
118 x 50 x 33	150 x 86 x 34	100	006795**	NC -	006796**	NC -	006797**	NC -

*Fondo en forma de V a lo largo del borde interior.

** Fondo en V a partir de 18 mm (desde la parte superior del borde interior del depósito).



Astucia

Certificados ClearLine®
descargables desde nuestras WEB

Depósitos de reactivos ClearLine®



- Depósitos de poliestireno blanco
- Picos de vertido en las 4 esquinas
- Fondo en forma de V
- Graduados
- Producidos en un entorno limpio, preestéril o estéril



L x P x Al int.(mm)	L x P x Al ext.(mm)	Vol. (ml)	No estéril env/100	€/caja de 100	Estéril/ env/1	€/caja de 1	Estéril/ env/5	€/caja de 5
117 x 32 x 23	145 x 62 x 24	25	713152	NC -	713155	NC -	713158	NC -
117 x 49 x 23	145 x 82 x 27	50	713153	NC -	713156	NC -	713159	NC -
115 x 50 x 30	145 x 86 x 30	100	713154	NC -	713157	NC -	713160	NC -