



Depósitos de reactivos de polipropileno

- De polipropileno ofreciendo una superficie low binding para evitar la adherencia de los reactivos a los bordes de las paredes
- Adecuado para transferencias repetitivas de reactivos ó para uso en robótica
- Fondo piramidal para facilitar la recuperación del reactivo
- Los depósitos de 8 y 12 canales permiten la distribución de diversos reactivos
- Los depósitos de 96 y 384 canales adaptados a bajos volúmenes
- Almacenamiento posible a -80 °C
- Autoclavables

Ref.	Número de canales	Características	Unid./caja	€/caja
978373	8	Multicavidad, alto	25	NC -
978374	12	Multicavidad, alto	25	NC -
978375	96	Una cavidad, bajo	25	NC -
978376	384	Una cavidad, bajo	25	NC -



Depósitos de reactivos de fondo piramidal - de un solo uso




Depósitos de formatos variados, adaptados al uso en robótica, pero también para las necesidades rutinarias en laboratorio.

- De polipropileno
- Bajo volumen muerto
- Compatibles con la mayoría de los robots
- Fondo de forma piramidal para una excelente recuperación de la muestra



Ref.	Tipo	Características	Vol. total (ml)	Vol./pocillos o /canal	Unid./caja	€/caja
058004	96 pocillos	Depósito bajo	86	64 µl	25	NC -
058001	96 pocillos	Depósito alto	300*	64 µl	25	NC -
058007	384 pocillos	Depósito bajo	92	7 µl	25	NC -
058006	384 pocillos	Depósito alto	282	7 µl	25	NC -
058015	384 pocillos	Depósito bajo	49,3	-	25	NC -
058025	384 pocillos	Media-altura	155	-	25	NC -
058024	4 canales	Depósito bajo	300	-	25	NC -
058012	6 canales	Depósito alto	282	47 ml	25	NC -
058010	8 canales	Depósito bajo	85	10,6 ml	25	NC -
058003	8 canales	Depósito alto	290	825 µl	25	NC -
058005	8 canales	Depósito alto	256	32 ml	25	NC -
058009	12 canales	Depósito bajo	84	7 ml	25	NC -
058000	12 canales	Depósito alto	290	540 µl	25	NC -
058002	12 canales	Depósito alto	250	21 ml	25	NC -
058017	16 canales	Depósito bajo	78	4,9 ml	25	NC -
058011	24 canales	Depósito bajo	78	3,5 ml	25	NC -
058018	24 canales	Depósito bajo	84	3,5 ml	25	NC -
058008	Sin pocillos ni canales	Depósito bajo	90	-	25	NC -

* Volumen de trabajo : 240 ml



Otros depósitos

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/caja
058019	Depósito 384 pocillos media altura	25	NC -
058020	Depósito 96 pocillos estéril	25	NC -
058027	Depósito de bandeja desechable	25	NC -