

Cubre objetos de vidrio



Modelos económicos - espesor N°1 : 0,13 a 0,17 mm

Ref.	Dimensiones (mm)	€ 1000 unid.	Ref.	Dimensiones (mm)	€ 1000 unid.
100030N	18 x 18	NC -	100037N	24 x 40	NC -
100031N	20 x 20	NC -	100038N	24 x 50	NC -
100032N	22 x 22	NC -	100039N	24 x 60	NC -
100353N	22 x 26	NC -	100045N	ø 10	NC -
100034N	22 x 32	NC -	100040N	ø 12	NC -
100033N	24 x 24	NC -	100354N	ø 15	NC -
100035N	24 x 32	NC -	-	-	-

Modelos en vidrio borosilicato - espesor N°1 : 0,13 a 0,17 mm

- Incoloro, con muy bajo contenido en hierro
- Índice de refracción adecuado para la microscopía

Ref.	Dimensiones (mm)	€ 1000 unid.	Ref.	Dimensiones (mm)	€ 1000 unid.
100265	15 x 15	41,20 -	100049	25 x 40	NC -
100030	18 x 18	54,50 -	100268	25 x 50	NC -
100031	20 x 20	NC -	100269	25 x 60	NC -
100032	22 x 22	60,80 -	100047	25 x 70	NC -
100034	22 x 32	NC -	100045	ø 10	NC -
100046	22 x 40	NC -	100040	ø 12	NC -
100266	22 x 50	NC -	100048	ø 13	NC -
100267	22 x 60	NC -	100041	ø 14	NC -
100033	24 x 24	NC -	140540	ø 18	NC -
100035	24 x 32	NC -	140539	ø 20	NC -
100036	24 x 36	NC -	140541	ø 22	NC -
100037	24 x 40	NC -	140542	ø 24	NC -
100038	24 x 50	NC -	140499	ø 25	NC -
100039	24 x 60	NC -	100042	ø 28	NC -
100043	24 x 67	NC -	100044	ø 30	NC -

Portaobjetos



Portaobjetos económicos - estándar, lavables, listos para usar.

Bordes	Banda esmerilada 2 caras	Ref.	€ la caja de 50
Cortados	No	068762	NC -
Cortados	Sí	068763	NC -
Pulido 90°	No	068764	NC -
Pulido 90°	Sí	068765	NC -

- Portas de vidrio desengrasados, lavados, pulidos, listos para usar
- Dimensiones: 26 x 76 mm
- Grosor : 1 mm
- De vidrio estándar o de vidrio extra blanco que mejora la transparencia y la visualización en el microscopio
- Envasado en cajas de 50 unidades
- Norma ISO 8037/1

Borde	Banda esmerilada	Vidrio estándar		Vidrio extra blanco	
		Ref.	€ la caja de 50	Ref.	€ la caja de 50
Cortado	No	100000	NC -	-	-
Cortado	Sí	100001	NC -	-	-
Pulido 90°	No	100002	NC -	-	-
Pulido 90°	Sí	100245	NC -	-	-
Pulido 45°	No	100246	NC -	-	-
Pulido 45°	Sí	100003	NC -	-	-
Esmerilados 45°	Sí	-	-	395007	NC -
Esmerilados 45°	Sí	-	-	395008	NC -
Esmerilados 45°	Sí	-	-	395009	NC -

Portaobjetos microscopia, envase grande



- Especialmente recomendado para el análisis de sangre, orina, muestras de tejido y otros fluidos biológicos, diagnóstico in vitro
- Dim. : 26 x 76 x 1-1,2 mm
- Grosor : 1,1 ± 0,1 mm
- Vidrio transparente
- Calidad estándar: con papel entre los diferentes portaobjetos
- Calidad plata: sin papel entre los diferentes portaobjetos

Bordes	Banda esmerilada 2 caras	Color	Calidad estándar		Calidad plata	
			Ref.	€ la caja de 2500	Ref.	€ la caja de 2500
Cortados	No	-	390998	NC -	390997	NC -
Cortados	Sí	-	395000	NC -	390999	NC -
Esmerilados 45°	No	-	395002	NC -	395001	NC -
Esmerilados 45°	Sí	-	-	-	395003	NC -
Esmerilados 45°	Sí	Naranja	-	-	395004	NC -
Esmerilados 45°	Sí	Azul claro	-	-	395005	NC -
Esmerilados 45°	Sí	Blanco	-	-	395006	NC -
Esmerilados 45°	Sí	Amarillo	-	-	395007	NC -
Esmerilados 45°	Sí	Rosa	-	-	395008	NC -
Esmerilados 45°	Sí	Verde	-	-	395009	NC -

Cubre objetos



- Especialmente recomendado para el análisis de sangre, orina, muestras de tejido y otros fluidos biológicos, diagnóstico in vitro
- Grosor : 0,13 - 0,17 mm
- Vidrio transparente

Ref.	Dimensiones (mm)	Unid./caja	€/caja
390989	18 x 18	2000	NC -
390990	20 x 20	2000	NC -
390991	22 x 22	2000	NC -
390992	24 x 24	2000	NC -
390993	24 x 32	1000	NC -
390994	24 x 40	1000	NC -
390995	24 x 50	1000	NC -
390996	24 x 60	1000	NC -