

Pipetas Pasteur VOLAC

Diámetro capilar bajo: 1,5 mm. Vidrio sodocálcico

Ref.	Longitud total (mm)	Estéril	Algodonada	Paredes gruesas	Unid./caja	€/caja
320244	150	No	No	No	1000	NC -
320246	150	No	Sí	No	1000	NC -
320248	230	No	No	No	1000	NC -
320252	230	No	Sí	No	1000	NC -



Pipetas Pasteur de vidrio sin algodón

- De vidrio sodocálcico
- Sin algodón
- Conformes a la norma USP tipo III
- Puntas abiertas

Ref.	Longitud (mm)	Ø int. punta (mm)	Capacidad (ml)	Unid./caja	€/caja
251563	150	1,1	2	1000	NC -
251564	230	1,1	2	1000	NC -



Tetinas para pipetas Pasteur

Ref.	Material	Unid./caja	€/caja
251565	Silicona	100	NC -
251566	Caucho natural, látex	100	NC -

Pipetas Pasteur de plástico

- De poliestireno de grado médico
- Esterilizado por rayos gamma

Ref.	Longitud (mm)	Unid./bolsa	Unid./caja	€/caja
141399	145	50	200	NC -
841400	230	50	200	NC -



Pipetas Pasteur de polipropileno

- De polipropileno
- Más seguro y menos frágil que las pipetas de vidrio
- Buena resistencia química
- En envase individual estéril, suelto estéril o suelto no estéril
- Autoclavables

Longitud (mm)	Env. individual estéril	Sueltas estéril	Sueltas no estéril
152	978494	978368	978369
229	978370	978371	978372
Unid./bolsa	50	25	100
Unid./caja	200	500	500
€/caja	NC -	NC -	NC -

