

Pipetas de transferencia Biosigma

- De polietileno
- Estéril o no: envase de fácil apertura para modelos estériles
- Económicos

Pipetas graduadas

Modelo	Vol. varilla 1 ml graduada	Vol. varilla 3 ml graduada
Vol. bulbo (ml)	4,5	4,2
Longitud (mm)	145	155
Graduación (ml)	0,25	0,5
Sueltos	390509	390512
Unid./ bolsa	500	500
€/ bolsa	NC -	NC -
Estériles/ 5	390510	390513
Unid./caja	1000	1000
€/caja	NC -	NC -
Estéril/1	390511	390514
Unid./caja	1000	1000
€/caja	NC -	NC -



Otras pipetas de transferencia - No estériles.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
390515	Pipeta de transferencia de 1,5 ml punta larga	2400	NC -
390521	Pipeta de transferencia 10 ml	1500	NC -
390517	Pipeta de transferencia Tribulber para kit M.T	3000	NC -

Pipetas de transferencia de LDPE

- De LDPE
- Temperatura de uso de -196 °C a 90 °C

No estériles

Ref.	Tipo	Volumen bulbo (ml)	Longitud (mm)	Unid./ caja	€/ caja
380573	4 ml, varilla estrecha, corta	3	85	500	NC -
380574	6,5 ml, varilla estrecha	3,2	155	500	NC -
380575	Volumen exacto 0,05 ml	0,05	59	500	NC -
380576	Volumen exacto 0,075 ml	0,075	75	500	NC -
380577	Volumen exacto 0,1 ml	0,1	83	500	NC -
380578	Volumen exacto ~0,14 ml	0,2	115	500	NC -
380579	Volumen exacto 0,25 ml	0,25	104	500	NC -

Estéril

Ref.	Tipo	Volumen bulbo (ml)	Largo (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
380580	5,8 ml, punta fina	3,4	147	20	400	NC -

Graduadas no estériles

Ref.	Tipo	Vol. bulbo (ml)	Largo (mm)	Graduaciones / incrementos (ml)	Unid./ caja	€/ caja
380581	7,5 ml, gran bulbo	3,5	148	3,0/0,5	500	NC -
380582	5 ml, gran bulbo	3,4	145	1,0/0,25	500	NC -
380583	5 ml para sangre	2	155	2,0/0,5	500	NC -
380584	Movette 7 ml	4,8	140	1,5/0,5	100	NC -
380585	Movette 15 ml	5,8	192	5,0/1,0	100	NC -
380586	5 ml	1,8	150	2,25/0,25	500	NC -

Graduadas estériles

Ref.	Tipo	Volumen bulbo (ml)	Largo (mm)	Graduaciones (ml)/ incrementos (ml)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
380587	7 ml, gran bulbo	3,2	155	3/0,5	10	400	NC -
380588	5 ml, gran bulbo, env. indiv.	3,4	150	1,0/0,25	100	400	NC -
380589	5 ml, gran bulbo	3,4	145	1,0/0,25	10	400	NC -

Pipetas de transferencia larga



- Volumen total: 6 ml
- Longitud total : 227 mm
- Ø de la varilla: 4,4 mm
- Volumen de bulbo : 3,2 ml
- Volumen de gotas: 40 µl
- Graduada hasta 1,5 ml con un intervalo de 0,5 ml

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
042865	Pipetas de transferencia	400	NC -
042866	Pipetas de transferencia estériles, envase individual	500	NC -