

Contador de colonias Schuett



El contador de colonias Schuett es perfecto para los contajes seguros y eficaces:

- + de colonias de bacterias en placas de Petri;
- + de placas de fagos desarrolladas en agar;
- + de colonias de bacterias desarrolladas en discos nutritivos.

- 3 modos de alumbrado: por debajo, por los lados, y por encima (opcional)
- Recuento hasta 99 series individuales y 32.500 colonias y cálculo de medias
- Transferencia de datos al PC con el cable USB
- Gran transparencia de los colonias gracias a un alumbrado de LED, el calor transferido a la muestra es prácticamente nulo
- Visualización digital 4 cifras
- Dimensiones (L x Al x p) : 260 x 130 x 250 mm
- Altura con lupa o lámpara de brazos regulables: aprox. 300 mm
- Aumento : 3 x u 8 x (opcional)
- Tamaño placas de Petri: 50-60, 90-100 ó 140-150 mm (opcional)
- Señal sonora de recuento: sí (regulable)
- Peso: 1,5 kg
- Contador con un rotulador, un adaptador para placa de Petri diámetro 90 mm, y un disco de contraste negro

Ref.	Descripción	€
110591	Contador de colonias	NC -
110592	Lupa 3 x	NC -
110593	Lupa 8 x	NC -
110594	Lámpara LED	NC -
110595	Adaptador para placas de Petri ø 50 - 60mm	NC -
110596	Adaptador para placas de Petri ø 140 - 150mm	NC -
110597	Disco guía negro y blanco para la distribución en espiral	NC -
110598	Disco Wolffhügel negro y blanco	NC -
110599	Aguja de conteo	NC -
150592	Marcador	NC -

Puede utilizarse con punta de bolígrafo; Cada presión ejercida sobre la placa de Petri iniciará el recuento e incrementará de 0 a 9999. Modo de corrección sencillo gracias a la ayuda de las teclas con fechas. Para el recuento de números elevados, la lectura se facilita por un disco Wolffhügel (opcional).

Contadores de colonias Galaxy 330



- Contaje por presión en la placa de Petri con un rotulador
- Visualización del conteo en curso y de los tres precedentes
- Cálculo de promedio en varios conteos
- Botón de retroceso de contaje
- Posibilidad de contar placas de Petri de Ø 90 a 150 mm ó 60 mm
- 886055 : versión incluyendo el pack programa que permite guardar, imprimir y exportar los datos en formato Excel (csv file)

Ref.	Contador de colonias solo	Contador de colonias con pack programa
	886054	886055
€	NC -	NC -

Accesorio

Ref.	Descripción	€
886057	Pack programa con cable USB y llave USB 8 Go	NC -

Contador de células Cellcounter



- Pantalla TFT color 3,5"
- 5 teclas de función, 15 teclas y 4 programas de conteo
- Una tecla de libre programación
- Recuento real o porcentual
- Dimensiones: 130 x 235 x 35 mm
- Alimentación USB con adaptador de 5 V DC incluido

Ref.	Descripción	€
900621	Contador de células Cellcounter	NC -