

Lámpara-Lupa de despacho, de sobremesa o para fijar

- Aumento : 2,25 x y 4 x
- Lente Ø 90 mm y doble foco Ø 20 mm
- Iluminación : 2200 lux
- Intensidad luminosa : 550 lúmenes
- Lámpara de sobremesa, o fijación vertical u horizontal con tornillo
- Encendido o apagado táctil
- Brazo articulado de 25 cm
- Alimentación: 6 W (incl. adaptador 230 VAC - 12 VDC incl.)



Ref.	Descripción	€
098497	Lámpara - lupa de escritorio para colocar o atornillar	NC -

Contadores de células



- Modelo de 5 u 8 teclas, botón de puesta a cero
- Perfecto para contajes leucocitarios
- Constan de un visor de totalización, incremento: de 1 a 999 por canal

Ref.	Número de teclas	Una tecla es de totalización	€
068497	5	Sí	NC -
068498	8	Sí	NC -

Contadores manuales

- Contador manual con teclas, cuerpo de metal cromado
- 4 dígitos con reinicio general
- Añade una unidad a cada presión

Ref.	Tipo	Número de contadores	€
045320	De mano con anillo	1	NC -
045321	Con soporte	1	NC -
053205B	Con soporte	2	NC -
053206B	Con soporte	3	NC -
053207B	Con soporte	4	NC -
053208B	Con soporte	5	NC -
098468	Con soporte	10	NC -



045320

Contador manual Score 506

- Modelo de 5 teclas + totalizador
- Lectura directa de 5 contadores + totalizador
- Bloqueo y señal sonora a 100 conteos
- Aumento posible durante el conteo
- Tecla de corrección de la últimas teclas pulsadas
- Tecla de resultado del número de elementos en porcentaje
- Pantalla LCD

Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	255 x 135 x 40
Dimensiones de la pantalla LCD (mm)	150 x 17
Peso neto / bruto (kg)	0,8 / 2,1
Alimentación	230 V - 50/60 Hz
Ref.	195501
€	NC -



Contador Score 724

- 24 teclas paramerizables por el usuario
- 6 teclas ajustables en contador de eventos no contados en la formula
- Bloqueo y señal sonora al número programado
- Resultado del número de elementos en porcentaje
- Memorización de los ficheros por números
- Corrección de la últimas teclas pulsadas
- Aumento posible durante el conteo
- Pantalla LCD
- Se entrega con una memoria USB

Dimensiones L x Pr. x Al. (mm)	200 x 250 x 40
Dimensiones de la pantalla LCD (mm)	120 x 70
Peso neto / bruto (kg)	1,03 / 2
Alimentación	230 V - 50/60 Hz
Ref.	195502
€	NC -

