

Termómetros H-B Frio Temp

- Para la verificación de la temperatura de las muestras en los refrigeradores y/o incubadores
- La bolas de vidrio o el glicol utilizados como retardadores térmicos que permiten medir la temperatura real de las muestras, evitando las contaminaciones
- Termómetros portátiles con pantalla digital
- Suministrados con la documentación de calibración (ISO 17025)
- Marcado CE
- Rango de temperatura: 0 a 70 °C
- Precisión: +/-0,5 °C / resolución : 0,1 °C
- No adecuado para estufas y congeladores

Ref.	Volumen/contenido	Longitud sonda (mm)	Dimensiones (L x Al) mm	€
947876	30 ml/bolas de vidrio	50	38 x 114	NC -
947877	30 ml/glicol	50	38 x 114	NC -
947878	60 ml/bolas de vidrio	75	38 x 133	NC -



947877

947876

947878

Termómetro estanco

- Temperatura : -50 °C a +300 °C
- Precisión: ± 1°C / Resolución : 0,1 °C
- Sonda de acero inox Ø 3,5 mm x 10 cm / manga de ABS 8 cm
- Cuerpo, sonda y manga estancas IP67
- Unidad : °C / °F
- Función Max / Mini / Hold
- Pinza / soporte
- Pantalla 40 x 15 mm
- Dim. : 105 x 65 x 25 mm / 150 g
- Pila AAA



Ref.	Descripción	€
095379B	Termómetro estanco	NC -
095705	Pila de recambio 1,5 V R03 (10 uni.)	NC -

Termómetro de bolsillo

- Temperatura : -50 a +300 °C
- Precisión: ± 1 °C hasta 250°C, ± 2 °C por encima
- Sonda metálica ø 4 mm, L = 100 mm, cable 450 mm
- Resolución: 0,1 °C
- Memoria máx./mín.
- Alarma máx./mín.
- Función "Hold"
- Apagado automático después de 1 hora de inactividad
- Sonda posicionable hacia arriba o abajo (jardinería)
- Dim. : 85 x 45 x 15 mm
- Peso: 200 g
- Soporte /pinza/montaje de pared
- Pila AAA



Ref.	Descripción	€
095380	Termómetro de bolsillo para jardinería	NC -
095705	Pila de recambio 1,5 V R03 (10 uni.)	NC -

Doble termómetro interior/exterior magnético

- Temperaturas : -50 °C a +70 °C
- Precisión ± 1 °C
- Memoria máxima/mínima
- Cable estanco de 3 m
- Sonda de inmersión: ø 5,5 x 22,5 mm
- Soporte / Imán / Fijación mural
- Pila : LR44
- Dim. : 67 x 65 x 22 mm
- Peso: 45 g



Ref.	Descripción	€
095377B	Doble termómetro interior/exterior magnético	NC -

Doble termómetro interior/exterior

- Temperatura int./ext. : 0 °C a +60 °C (± 1 °C)
- Cable estanco : 90 cm
- Sonda estanca : ø 7,3 m x 28 mm
- Soporte / Montaje de pared
- Dim. : 86 x 57 x 18 mm / 44 g
- Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas)



Ref.	Descripción	€
098484	Doble termómetro interior/exterior	NC -
095705	Pila de recambio 1,5 V R03 (10 uni.)	NC -