pH-metro, conductimetro y oxímetro portátil, gama Seven2Go™ Routine Mettler Toledo

- Datos rápidos y de calidad sobre el terreno
- Menú simplificado, reconocimiento automático de sondas, sistema de recordatorio de calibración
- Manejo sencillo con una sola mano, botones de fácil acceso
- Protección IP67 contra el polvo y el agua: datos fiables, incluso en entornos difíciles
- Suministrados con clip de electrodo, guía del usuario, informe de prueba, declaración de conformidad y baterías
- Los kits pH incluyen un sensor InLab® y bolsas de tampón pH (4,01 / 7,00 / 9,21 / 10,00)
- Los kits conductímetros incluyen un sensor y bolsas de solución patrón 143 μS/cm y 12,88 mS/cm
- Los kits DO contienen un sensor InLab® y comprimidos cero oxigeno

Modelo	pH-metro S2 Seven2Go™ Routine
Rangos de medición	- 2,00 a 20,00 pH - 1999 a 1999 mV - 5,0 a 105,0 °C
Resolución	0,01 / 0,1 1 0,1 °C
Precisión	+/- 0,01 pH +/- 1 mV +/- 0,5 °C
Puntos de calibración	5
Conjunto de tampones de pH predefinidos	4
Modelo	Conductimetro S3 Seven2Go™ Routine
Conductividad	0,010 μS/cm a 500 mS/cm 0,001 ± 0,5 %
Temperatura	- 5 °C a 105 °C 0,1 °C ± 0,2 %
Compatible TDS	Sí
Puntos de calibración	1
Modelo	DO S4 Seven2Go™ Routine
Oxígeno disuelto	0,00 a 99,9 mg/l 0,01 / ± 0,2 mg/l
Temperatura	0,0 a 60,0 °C
Puntos de calibración	2
Compensación automática/manual de la presión	Sí

Ref.	Descripción	€
031242	pH-metro portátil S2-Meter	NC -
031243	Kit pH-metro portátil S2-Standard con sensor InLab* Expert Go-ISM-IP67 y bolsas de tampones para pH 4,01 / 7,00 / 9,21 y 10,00	NC -
031244	Kit pH-metro portátil S2-Field con sensor InLab® Expert Go-ISM- IP67, frasco para la calibración y estuche de transporte uGo™	NC -
031245	Kit pH-metro portátil S2-Food con sensor InLab® Solids Pro-IP67, frasco para la calibración y estuche de transporte uGo™	NC -
031246	Kit pH-metro portátil S2-Light con sensor InLab® Versatile Pro	NC -
031247	Conductímetro portátil S3-Meter	NC -
031248	Kit Conductímetro portátil S3-Standard con sensor InLab® 738-ISM	NC -
031249	Kit Conductímetro portátil S3-Field con sensor InLab® 738-ISM, frasco para la calibración y estuche de transporte uGo™	NC -
031250	Kit Conductímetro portátil S3-Bioethanol con sensor InLab® 725, un estándar de condictividad 84 µS/cm y un estuche de transporte uGo™	NC -
031251	DO portátil S4-Meter	NC -
031252	Kit DO portátil S4-Standard con sensor InLab® 605-ISM	NC -
031253	Kit DO portátil S4-Field con sensor InLab 605-ISM, frasco para la calibración y estuche de transporte uGo™	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
031256	Estuche de transporte uGo	NC -
031257	Base para instrumento Seven2Go, para una estabilidad mejorada en áreas planas	NC -
031259	Correa para Seven2Go	NC -
031276	Cable micro-USB hacia USB estándar para Seven2Go para la conectividad PC o la alimentación	NC -
031277	Adaptador de enchufe mural CC para cable USB Seven2Go, para	NC -







Ver páginas 480 y 481 para soluciones tampón y soluciones estándar de conductividad