


Microplacas polipropileno 96, 384 384 pocillos Greiner Bio-One

- Placas rígidas de polipropileno, norma SBS
- Para el almacenamiento de las muestras
- Se pueden sellar en frío, en caliente o con alfombrillas
- Resisten temperaturas de -196 °C a +121 °C
- Centrífuga hasta 4800 g
- Opción de código de barras disponible a petición: consultar
- Elección de placas color amarillo, azul, verde o rojo (tinte claro en la masa) bajo pedido



Placas 96 pocillos


Ref.	Fondo	Color	Estéril	Volumen pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
650201	Redondo	Natural	No	300	10	100	NC -
650292*	Redondo	Natural	No	300	-	32	NC -
650261	Redondo	Natural	Sí	300	10	100	NC -
650209	Redondo	Negro	No	300	10	100	NC -
650207	Redondo	Blanco	No	300	10	100	NC -
655201	Plano	Natural	No	370	10	100	NC -
655261	Plano	Natural	Sí	370	10	100	NC -
655209	Plano	Negro	No	370	10	100	NC -
651201	V	Natural	No	335	10	100	NC -
651261	V	Natural	Sí	335	10	100	NC -
651209	V	Negro	No	335	10	100	NC -

* Con tapa

Tapas flexibles CapMats para placas de 96 pocillos redondos

Ref.	Descripción	Estéril	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
381070	Tapa flexible	No	10	50	NC -
381061	Tapa flexible	Sí	1	50	NC -

Placas de 1536 pocillos (también disponible la versión estéril)



Ref.	Fondo	Color	Estéril	Volumen pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
782270	Fondo V	Natural	No	3-15	15	60	NC -


Placas 384 pocillos


Ref.	Fondo	Color	Estéril	Vol. de trabajo (µl)	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
781201	Plano	Natural	No	15-145	10	100	NC -
781201-906**	Plano	Natural	No	15-145	10	100	NC -
781261	Plano	Natural	Sí	15-145	10	100	NC -
781209	Plano	Negro	No	15-145	10	100	NC -
781207	Plano	Blanco	No	15-145	10	100	NC -
781280	V	Natural	No	13-120	10	100	NC -
781281	V	Natural	Sí	13-120	10	100	NC -
781270*	V	Natural	No	20-225	6	60	NC -
781271*	V	Natural	Sí	20-225	6	60	NC -


* Deepwell ** Para manipulación acústica.


Placas 384 pocillos bajo volumen

Ref.	Fondo	Color	Estéril	Volumen pocillos (µl)	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
784201	V	Natural	No	10-90	10	100	NC -
784261	V	Natural	Sí	10-90	10	100	NC -
784209	Plano	Negro	No	10-90	10	100	NC -




Group  IBERICA






www.cultek.com
mail: info@cultek.com



www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com



www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

