

Placas Deepwell Treff 0,5 ml, 1,2 ml y 2,2 ml

Diseñado para el almacenamiento o el screening.

- Placas de polipropileno o poliestireno de 96 pocillos
- Polímero 100% virgen, sin aditivos
- Producción totalmente automatizada en sala blanca de clase 8 según la norma ISO 14644-1
- Libres de RNasa, DNasa, ADN humano, endotoxinas, inhibidores PCR y ATP
- Estanqueidad probada
- Pruebas permanentes de planicidad y espesor de pared
- Pocillos de fondo redondo
- Norma ANSI/SLAS 2004 para la manipulación robótica
- Apto para dispositivos de separación magnética
- Marcado alfanumérico
- Listo para usar (CleanRoom Pure)
- Resistente a un amplio rango de temperatura PP aproximadamente -80 °C a +121 °C (autoclave 20 minutos, 100% de humedad) según DIN EN 285. PS -20 °C a 60 °C
- Resistente a la centrifugación hasta 6000 g cuando se utiliza con las alfombras de centrifugado Trefflab
- Apilables
- Cierre con alfombrilla flexible o con adhesivo
- Bordes con pocillos elevados para evitar la contaminación cruzada



Placas 0,5 ml (pocillos redondos)

Ref.	Vol. (ml)	Material	Pocillos	Estéril	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
034112B	0,5	Polipropileno	Redondos	No	7	56	NC -
034174	0,5	Polipropileno	Redondos	Sí	7	56	NC -
034113	Tapa flexible para 034112B				50	50	NC -

Placas 1,2 ml (pocillos redondos)

Ref.	Vol. (ml)	Bordes elevados	Material	Estéril	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
034050	1,2	No	Poliestireno	No	4	32	NC -
034051	1,2	No	Polipropileno	No	4	32	NC -
034052	1,2	No	Poliestireno	Sí	4	32	NC -
034053	1,2	No	Polipropileno	Sí	4	32	NC -
034170	1,2	Sí	Polipropileno	No	4	32	NC -
034171	1,2	Sí	Poliestireno	Sí	4	32	NC -
034172	1,2	Sí	Polipropileno	Sí	4	32	NC -
034173	1,2	Sí	Poliestireno	No	4	32	NC -
034113	Tapa flexible				50	50	NC -

Placas de 2,2 ml (pocillos cuadrados, fondo redondo)

Ref.	Volumen (ml)	Material	Pocillos	Estéril	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
034055	2,2	Polipropileno	Cuadrados	No	4	32	NC -
034190	2,2	Polipropileno	Cuadrados	Sí	4	32	NC -
034056	Tapa flexible para 034055				50	50	NC -

Microplacas Deepwell 2,5 ml Labcon

- Pocillos cuadrados
- Volumen total 2,5 ml, 2,2 ml con alfombrilla de tapones
- Esquina con marcado negro para una buena orientación de la placa
- Con o sin tapa
- Microplaca y tapa de polipropileno, autoclavable
- Resistentes a -80 °C

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/caja
949480	Placa 96 pocillos	10	NC -

Alfombrilla de tapones

- De silicona
- Autoclavable a 121°C
- Adecuado para placas PCR de 96 pocillos cuadrados

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/caja
950692	Alfombrilla de tapones	50	NC -



Microplacas 96 pocillos Deepwell Labcon

- Marcado alfanumérico
- Superficie interna lisa para una mejor recuperación de la muestra
- Formato SBS para su uso con sistemas robotizados
- Autoclavables
- Resistentes a -80 °C

Ref.	Volumen (ml)	Estéril	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
949478B	1,2	No	10	100	NC -
950621		Sí	10	100	NC -
949529	2,2	No	10	100	NC -
949530		Sí	10	100	NC -
949471B*		No	10	100	NC -



*Para la aplicación médico-legal