

Pipetas de serología ClearLine®

ClearLine




- De poliestireno cristal
- Estériles
- Código color

Vol. (ml)	Graduación (ml)	Código color	Ref.	Envase individual papel/plástico			Sultos			
				Unid./bolsa	Unid./caja	€/caja	Ref.	Unid./bolsa	Unid./caja	€/caja
1	0,01	Amarillo	257000	100	1000	NC -	257005	25	1000	NC -
2	0,01	Verde	257001	100	1000	NC -	257006	25	1000	NC -
5	0,1	Azul	257002	50	200	NC -	257007	25	500	NC -
10	0,1	Rojo	257003	50	200	NC -	257008	25	500	NC -
25	0,25	Magenta	257004	50	200	NC -	257009	10	200	NC -
50	1	Negro	390915	-	100	NC -	-	-	-	-
100	1	Gris	390916	-	50	NC -	-	-	-	-

Pipetas Stripette® Corning®

CORNING



- Fabricación y envasado con materiales libres de productos animales
- Estériles, algodónadas
- Punta antigoteo
- Grandes bandas codificadas por colores para facilitar la lectura
- 3 tipos de envase :
 - en envase individual papel/plástico
 - en envase individual de plástico transparente
 - sueltas
- Graduación bidireccional
- Graduación negativa para pipetear volúmenes adicionales
- Precisión +/- 2% de la capacidad

Envase individual de plástico claro

Ref.	Vol. (ml)	Graduaciones (ml)	Grad. (ml) negativo	Código Color	Unid./bolsa	Unid./caja	€/caja
004011	1	1/100	0,2	Amarillo	100	1000	NC -
004012	1	1/100	0,2	Amarillo	100	200	NC -
004021	2	1/100	0,2	Verde	100	1000	NC -
004051	5	1/10	2,5	Azul	50	200	NC -
004101	10	1/10	3	Naranja	50	200	NC -
004492	10	1/10	3	Naranja	50	200	NC -
004251	25	2/10	10	Rojo	50	200	NC -
004501	50	1/2	10	Violeta	25	100	NC -
004484	100	1	NC	Agua	10	100	NC -

Envase individual de papel y plástico

Ref.	Vol. (ml)	Graduaciones (ml)	Grad. (ml) negativo	Código Color	Unid./bolsa	Unid./caja	€/caja
004485	1	1/100	0,2	Amarillo	50	1000	NC -
004486	2	1/100	0,2	Verde	50	1000	NC -
004487	5	1/10	2,5	Azul	50	200	NC -
004488	10	1/10	3	Naranja	50	200	NC -
004489	25	2/10	10	Rojo	25	200	NC -
004490	50	1/2	10	Violeta	25	100	NC -
004491	100	1	NC	Agua	10	100	NC -

Sultos

Ref.	Vol. (ml)	Graduaciones (ml)	Grad. (ml) negativo	Código Color	Unid./bolsa	Unid./caja	€/caja
004010	1	1/100	0,2	Amarillo	50	1000	NC -
004020	2	1/100	0,2	Verde	50	1000	NC -
004050	5	1/10	2,5	Azul	50	500	NC -
004100	10	1/10	3	Naranja	50	500	NC -
004250	25	2/10	10	Rojo	25	200	NC -
004500	50	1/2	10	Violeta	25	100	NC -



Sultos

De papel/plástico

De plástico transparente

Pipetas Stripette® Corning® triple envase

CORNING



- Triple envase: envase individual papel/plástico
- Estériles SAL 10⁻⁶

Ref.	Vol. (ml)	Graduaciones (ml)	Grad. (ml) negativo	Código Color	Unid./bolsa	Unid./caja	€/caja
007041	1	1/100	0,2	Amarillo	50	1000	NC -
007042	2	1/100	0,2	Verde	50	1000	NC -
007045	5	1/10	2,5	Azul	50	200	NC -
007015	10	1/10	3	Naranja	50	200	NC -
007016	25	2/10	10	Rojo	25	200	NC -
007017	50	1/2	10	Violeta	25	100	NC -
007000	100	1	NC	Agua	10	100	NC -