

Pipetas graduadas de vidrio Hirschmann

- Clase B
- Vidrio sodocálcico
- Graduación ámbar
- Cero arriba
- Conforme con las normas DIN EN ISO 835
- Certificado de conformidad con número de lote fechado
- Graduadas hasta la punta (vertido total)



Ref.	Volumen (ml)	Graduación (ml)	Unid./caja	€/caja
501162	0,5	0,01	12	NC -
501163	1	0,01	12	NC -
501164	1	0,1	12	NC -
501165	2	0,01	12	NC -
501166	2	0,02	12	NC -
501167	2	0,1	12	NC -
501168	5	0,05	12	NC -
501169	5	0,1	12	NC -
501170	10	0,1	12	NC -
501171	20	0,1	6	NC -
501172	25	0,1	6	NC -
501173	50	0,2	6	NC -



Recipientes para pipetas

- De polietileno de alta densidad reticulado
- Base de polipropileno copolímero
- Rígidos y resistentes
- Ideales para el remojo de material de vidrio y el lavado de pipetas
- Base ancha para mayor estabilidad
- Cuentan con tapas antipolvo


Ref.	Para pipetas de longitud máx. (mm)	Al x ø (mm)	€
029844	406	514 x 165	NC -
029831	610	686 x 165	NC -
029832	813	914 x 175	NC -



Cestos porta pipetas

- De polietileno de alta densidad
- Sólidos y rígidos
- Amortiguan las pipetas
- Malla perforada de 2 cm en el fondo para el drenaje completo
- Cesta de 133 mm de diámetro

Ref.	Longitud pipeta máx. (mm)	Altura con asa (mm)	€
029839	203	375	NC -
029721	406	578	NC -
029840	610	781	NC -



EL HOMBRE CON EL PIPIETADOR DE ORO

008

