

## Finnpipettes F1, F2 y F3

### Características comunes:

- Mango ligero, se requiere poca fuerza para la fijación, la expulsión de puntas y el pipeteo
- Sistema patentado "Super Blow-out": se expulsa aire adicional para aumentar la precisión de los microvolúmenes de hasta 50 µl
- Pantalla «Ergovision»: Número negro sobre fondo blanco para una mejor legibilidad
- Cada pipeta se entrega con: un certificado de calibración, una llave de extracción/calibración, un soporte adhesivo
- También disponibles en volumen fijo, encuéntrelos en nuestro sitio web
- Características Finnpipette F1
- El reposadedos se puede ajustar a 120° para adaptarse a los usuarios diestros y zurdos
- Eyector de control asistido: reduce la presión de expulsión de la punta en un 50% y limita las salpicaduras de líquido
- Ajuste de volumen bloqueable
- Parte inferior autoclavable

### Características Finnpipette F2

- Materiales resistentes a los UV
- Totalmente autoclavable sin necesidad de desmontarlo
- Eyector de control asistido: reduce la presión de expulsión de la punta en un 50% y limita las salpicaduras de líquido
- Pulsador de doble acción para evitar cambios accidentales de volumen durante el manejo

### Características Finnpipette F3

- Materiales resistentes a los UV
- Parte inferior autoclavable
- Pulsador de doble acción para evitar cambios accidentales de volumen durante el manejo



## Finnpipettes F1 F2 y F3 monocal de volumen variable

Volumen (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Finnpipettes F1		Finnpipettes F2		Finnpipettes F3	
			Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
0,2 - 2	0,002	Flex 10, 10, 50 micro	050635N	NC -	050600	NC -	-	-
0,5 - 5	0,01	Flex 10, 10, 50 micro	050636N	NC -	050601	NC -	-	-
1 - 10 (micro)	0,02	Flex 10, 10, 50 micro	050637N	NC -	050602	NC -	050673	NC -
1 - 10	0,02	Flex 200, 250 Univ.	050638N	NC -	050603	NC -	050674	NC -
2 - 20 (micro)	0,02	50 micro	050639N	NC -	050604	NC -	050675	NC -
2 - 20	0,02	Flex 200, 250 Univ.	050640N	NC -	050605	NC -	050676	NC -
5 - 50 (micro)	0,02	50	050692N	NC -	050694	NC -	050690	NC -
5 - 50	0,02	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Long.	050693N	NC -	050695	NC -	050691	NC -
10 - 100	0,2	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Long.	050641N	NC -	050606	NC -	050677	NC -
20 - 200	0,2	Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Long.	050642N	NC -	050607	NC -	050678	NC -
30 - 300	1	Flex 300, 300	050643N	NC -	-	-	-	-
100 - 1000	1	Flex 1000, 1000, 1000 Long.	050644N	NC -	050608	NC -	050679	NC -
500 - 5000	10	5 ml	050645N	NC -	050609	NC -	050697	NC -
1000 - 10000	20	10 ml	050646N	NC -	050610	NC -	050680	NC -

## Packs Finnpipettes F1, F2 y F3

	GLP-Kit-1	GLP-Kit-2	GLP-Kit-3	GLP-Kit-4	Starter Pack
Incluye: Finnpipettes (modelos de enfrente): + Gradilla F-Stand + Finntips + reservorios	1 - 10 µl micro 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	0,2 - 2 µl estándar 20-200 µl 100 - 1000 µl	10 - 100 µl 1 - 10 ml	2 - 20 µl estándar 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	2 - 20 µl estándar 20 - 200 µl 1 - 10 ml
<b>Pack Finnpipette F1</b>	<b>4700850N</b>	<b>4700860N</b>	<b>4700865N</b>	<b>4701060N</b>	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-
<b>Pack Finnpipette F2</b>	<b>4700870</b>	<b>4700880</b>	<b>4700885</b>	<b>4701070</b>	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-
<b>Pack Finnpipette F3</b>	-	-	-	-	<b>4701290</b>
€	-	-	-	-	NC -

## Finnpipettes F1 y F2 multicanal

Nº canales	Vol. (µl)	Incremento (µl)	Puntas adaptadas	Finnpipettes F1		Finnpipettes F2	
				Ref.	€	Ref.	€
8	1,0-10	0,02	Flex 10, 10, 50 micro	050660N	NC -	050624	NC -
8	5-50	0,1	Flex 200, 250 Univ., 200 Long.	050661N	NC -	050625	NC -
8	10-100	0,2	Flex 200, 250 Univ., 200 Long.	050662N	NC -	050626	NC -
8	30-300	1	Flex 300, 300	050663N	NC -	050627	NC -
12	1,0-10	0,02	Flex 10, 10, 50 micro	050664N	NC -	050628	NC -
12	5-50	0,1	Flex 200, 250 Univ., 200 Long.	050665N	NC -	050629	NC -
12	10-100	0,2	Flex 200, 250 Univ., 200 Long.	050666N	NC -	050630	NC -
12	30-300	1	Flex 300, 300	050667N	NC -	050631	NC -
16	1,0-10	0,02	Flex 10 (384), 50 micro	050668N	NC -	050632	NC -
16	5-50	0,1	50 micro	050669N	NC -	050633	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB

PUNTAS MICROPIPETAS