

Micropipetas LabMate Pro



- Control de volumen con una sola mano
- Bajo esfuerzo de pipeteo
- Soporte de puntas resistente
- Resistente a los rayos UV
- Totalmente autoclavables
- Ajuste de altura del sistema de eyección por pequeñas grapas
- Eyector de acero inoxidable
- Fácil mantenimiento y recalibración

Vol. (µl)	Tipo	Ref.	€
0,1 - 2	LMP2	060800B	NC -
0,5 - 10	LMP10	060801B	NC -
2 - 20	LMP20	060802B	NC -
5 - 50	LMP50	060803B	NC -
10 - 100	LMP100	060804B	NC -
20 - 200	LMP200	060805B	NC -
50 - 250	LMP250	060806B	NC -
100 - 1000	LMP1000	060807B	NC -
1000 - 5000	LMP5000	060808B	NC -
1000 - 10.000	LMP10000	060809B	NC -

Gradillas

Ref.	Descripción	€
060838	Soporte de pipeta universal de plexiglas	NC -
060839	Soporte 4 pipetas universal de plexiglas	NC -
060829	Soporte carrusel 6 plazas gris	NC -

Micropipetas de alta precisión HP[®]pette



- Pipetas mecánicas de desplazamiento de aire, rango de volumen de 0,5 µl a 5 ml
- Buen manejo, fácil de usar
- Ventana de lectura del volumen visible sobre el costado de la pipeta, botón de eyección en la parte trasera para una fácil eyección
- Totalmente autoclavables

Incluye :
llave de calibración, modo de empleo, un tubo de grasa, soporte para pipeta, certificado de prestaciones conforme a la norma ISO8655/DIN12650



Micropipetas HP[®]pette monocanal de volumen variable

Ref.	Volumen (µl)	Incremento (µl)	€
861036VA	0,1 - 2,5	0,05	NC -
861037VA	0,5 - 10	0,1	NC -
861038VA	2 - 20	0,5	NC -
861039VA	5 - 50	0,5	NC -
861040VA	10 - 100	1	NC -
861041VA	20 - 200	1	NC -
861042VA	50 - 200	1	NC -
861043VA	100 - 1000	5	NC -
861045VA	200 - 1000	5	NC -
861044VA	1000 - 5000	50	NC -

Micropipetas HP[®]pette monocanal de volumen fijo


Ref.	Volumen (µl)	€
861026VA	5	NC -
861027VA	10	NC -
861029VA	20	NC -
861028VA	20	NC -
861030VA	50	NC -
861031VA	100	NC -
861034VA	200	NC -
861033VA	500	NC -
861035VA	1000	NC -

Micropipetas HP[®]pette 8 canales de volumen variable

Ref.	Volumen (µl)	Incremento (µl)	€
861046VA	0,5-10	0,1	NC -
861047VA	5-50	0,5	NC -
861048VA	50-300	5	NC -

Micropipeta Minifix

- Micropipeta económica garantizada para hasta 5000 pipeteos
- Volumen fijo, con código de colores en el pulsador
- Longitud total 13 cm, extremadamente ligero (10 g)
- Envasadas en blíster
- Posibilidad de recalibración



Ref.	Modelo Minifix	Punta recomendada	€
391187	Minifix 5 µl	Micro Gilson / Eppendorf 0,5 - 10 µl	NC -
391188	Minifix 10 µl	Punta universal 20 -200 µl	NC -
391189	Minifix 20 µl	Punta universal 20 -200 µl	NC -
391190	Minifix 25 µl	Punta universal 20 -200 µl	NC -
391191	Minifix 50 µl	Punta universal 20 -200 µl	NC -
391192	Minifix 100 µl	Punta universal 20 -200 µl	NC -