

Micropipeta Multipette® M4 Eppendorf



Multipette® M4 con soporte de pared

Distribuidor manual de reactivo que se utiliza con jeringas Combitips Advanced. Para distribuir con alta precisión todo tipo de líquidos, sin riesgo de contaminación por aerosoles.

- Manipulación simple y sin error
- Reconocimiento automático del Combitip con visualización del volumen seleccionado
- Contador de dispensación en pantalla
- Amplia gama de volúmenes de dispensación gracias a las 9 medidas de Combitip de 1 µl a 10 ml
- 20 opciones de Volumen de Combitip: 112 Volúmenes disponibles
- Eyección del Combitip con el gatillo de dispensación
- Selección del Volumen con el pulgar
- Adherencia optimizada para adaptarse a todas las morfologías, utilizable tanto por diestros como por zurdos
- Peso reducido de 20% con respecto a la Multipette® Plus

Ref.	Descripción	€
933049	Multipette® M4 con soporte (de pared, para pipetas)	NC -
933050	Multipette® M4 Starter Kit : Multipette® M4, Combitip Rack, pack Combitip, con soporte (de pared y/o carrusel)	NC -
933039	Eppendorf TrackIT, con software y lector RFID	NC -
045322	Pila para Multipette®	NC -

Micropipeta Multipette® electrónica E3 / E3x Eppendorf



Pipetas electrónicas dispensadoras de desplazamiento positivo, programables y multifuncionales.

2 modelos :

- + Multipette® E3 : para las aplicaciones estándar (pipeteo, distribución, y distribución automática)
- + Multipette® E3x : además de las aplicaciones estándar, aspiración/dispensación, aspiración de sobrenadantes, titración, dispensación secuencial

- Funcionamiento por desplazamiento positivo
- Rueda de selección de la aplicación, botones de ajuste rápido de los parámetros
- Visualización automática del volumen gracias al reconocimiento automático de la Combitip® Advanced
- Más de 2500 volúmenes disponibles desde 1 µl hasta 50 ml
- Eyección de la Combitip mediante un botón independiente
- Se entrega con cargador, batería Li-ion y certificado de conformidad EN ISO 8655
- Memorización de los 5 protocolos más comunes

Ref.	Descripción	€
933170	Multipette® E3, con cargador y surtido de Combitips® Advanced	NC -
933171	Multipette® E3x, con cargador y surtido de Combitips® Advanced	NC -
933172	Multipette® E3, con soporte de carga 933911 y surtido de Combitips® Advanced	NC -
933173	Multipette® E3x, con soporte de carga 933911 y surtido de Combitips® Advanced	NC -

ViscoTip 10 ml Eppendorf



Especialmente diseñado para manejar líquidos de alta viscosidad, como glicerina 99,5%, Tween, aceites y cremas.

- Para líquidos con una viscosidad entre 200 mPa.s y 14.000 mPa.s
- Volumen : 10 ml
- Volumen mín./máx. : 10 - 10000 µl
- Código de color: doble naranja

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
934187	ViscoTip 10 ml Eppendorf	100	NC -