

Pipeta de repetición ajustable Stepper 416

- Dispensa hasta 73 dosis de volúmenes que van de 10 µl a 5 ml sin necesidad de usar el pulgar
- Mandos de ajuste que indican el número de dosis y el volumen
- Un mecanismo de bloqueo evita los errores de dispensación cuando la jeringa está casi vacía
- Se suministra con tres volúmenes de jeringas Ecosep para cubrir el rango de 10 µl a 5 ml
- Garantía: 2 años

Ref.	Descripción	€
350413	El Stepper 416 se entrega con 3 botones selectores codificados por colores, adaptador y jeringas Ecosep de muestra	NC -
061010	SopORTE transparente para Stepper	NC -
061011	Adaptadores adicionales para la jeringa Ecosep roja (5 unid.)	NC -

Jeringas Ecosep



Dos presentaciones:

- + jeringas Ecosep sueltas, no estériles ;
- + jeringas Ecosep estériles Bioproof™ certificadas libres de ADN humano, DNasa, RNasa y pirógenos (endotoxina) - se envía certificado individual sobre pedido.

Volumen	Color de botones	Suetos		Estéril, envase individual	
		Ref.	€/caja de 100*	Ref.	€/caja de 50*
0,75 ml	Amarillo	985184	NC -	985185	NC -
3,75 ml	Azul	985186	NC -	985187	NC -
37,5 ml	Rojo	985188	NC -	985189	NC -
0,75 / 3,7 y 37,5 ml	Amarillo, azul y rojo	350352*	NC -	350353*	NC -

* Surtido de 3 volúmenes - precio por caja de 60.



Dispenser Tips 3D

Las Dispenser Tips 3D se utilizan para la dispensación repetitiva de volúmenes entre 10 µl y 5 ml y se adaptan perfectamente a la Multipette 4780 Eppendorf. Están disponibles en seis volúmenes: 0,5 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 12,5 ml, 25 ml y 50 ml, en versión estéril de envase individual o no estéril. Las Dispenser Tips 3D son de polipropileno y están graduadas.

Ref.	Volumen (ml)	Esterilizadas	Unid. de env.	Unid./caja	€/caja
070501	0,5	No	50	100	NC -
070511	0,5	Sí	1	100	NC -
070502	1,25	No	50	100	NC -
070512	1,25	Sí	1	100	NC -
070503	2,5	No	50	100	NC -
070513	2,5	Sí	1	100	NC -
070504	5	No	50	100	NC -
070514	5	Sí	1	100	NC -
070505	12,5	No	25	100	NC -
070515	12,5	Sí	1	100	NC -
070507	25	No	25	25	NC -
070517	25	Sí	1	25	NC -
070506	50	No	5	25	NC -
070516	50	Sí	1	25	NC -

Adaptadores

Ref.	Descripción	€
071385	Adaptador de 25 ml	NC -
071386	Adaptador de 50 ml	NC -

