

## Microtubos estándar ClearLine®

Volumen (ml)	1,5		2	
Diámetro (mm)	10,8	10,8	10,8	10,8
Altura (mm)	41	41	42	42
Material	Polipropileno virgen			
Estéril	No			
Tipo de tapón	Snap perforable			
Autoclavable	Sí			
Velocidad máx centrifugación (g)	25000			
Graduación	Sí en tubo y tapón			
Área de marcado	Sí			
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C			
Especificidad	Libre de DNAsas, RNAsas, ADN humano, endotoxinas, ATP e inhibidores de la PCR; marcado CE IVD			
Unid./caja	2 bolsas resellables de 500 microtubos	1000 tubos	2 bolsas resellables de 500 microtubos	1000 tubos
Ref. color natural	<b>390689</b>	<b>390690</b>	<b>390691</b>	<b>390692</b>
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -



## Microtubos Clear-Lock ClearLine®



Volumen (ml)	0,5				1,5				2			
Diámetro (mm)	7,8	7,8	7,8	7,8	10,66	10,66	10,66	10,66	10,73	10,73	10,73	10,73
Altura (mm)	30	30	30	30	38	38	38	38	40,1	40,1	40,1	40,1
Material	Polipropileno virgen											
Estéril	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí
Tipo de tapón	Snap Clear-Lock; perforable											
Autoclavable	Sí											
Velocidad máx centrifugación (g)	30000											
Graduación	Sí, en tubo y tapón											
Área de marcado	Sí											
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C											
Especificidad	Libre de DNAsas, RNAsas, ADN humano, endotoxinas, ATP e inhibidores de la PCR; IVD con marca CE; sistema de cierre seguro, para evitar la apertura accidental											
Unid./caja	Bolsa de 500 microtubos	Caja de 500 microtubos	50 microtubos envasados individualmente	5 bolsas de 100 microtubos	Bolsa de 1000 microtubos	2 cajas de 500 microtubos	100 microtubos envasados individualmente	4 bolsas de 50 microtubos	bolsa de 1000 microtubos	2 cajas de 500 microtubos	100 microtubos envasados individualmente	4 bolsas de 50 microtubos
Ref. color natural	<b>390931A</b>	<b>390929</b>	<b>395018</b>	<b>395019</b>	<b>390903</b>	<b>390901</b>	<b>390940</b>	<b>395020</b>	<b>390904</b>	<b>390902</b>	<b>390941</b>	<b>395021</b>
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB