

Microtubos Simport®



Volumen (ml)	1,5
Material	Polipropileno
Estéril	No
Tipo de tapón	Snap Secure-Lock™; perforable
Autoclavable	Sí
Velocidad máx. de centrifugación (g)	20000
Graduación	Sí
Área de marcado	Sí
Temperatura de uso	-175 °C a +121 °C
Especificidad	Sistema de cierre seguro para evitar la apertura accidental; libre de DNasas, RNasas, ADN y endotoxinas
Unid./caja	Bolsa resellable de 500 microtubos
Ref.	040210
€/caja	NC -

Microtubos 4titude



Volumen (ml)	2
Material	Polipropileno
Tapón	Sí
Tipo de tapón	Snap safe-lock
Autoclavable	Sí
Velocidad máx. de centrifugación (g)	20000
Graduación	Sí
Área de marcado	Sí
Especificidad	Sistema de cierre seguro para evitar la apertura accidental; libre de DNasas, RNasas, ADN y endotoxinas
Unid./caja	Bolsa de 500 microtubos
Ref. color natural	448067
€/caja	NC -

Microtubos Hamilton



Volumen (ml)	1,5
Material	Polipropileno
Estéril	No Sí
Tapón	Sí
Tipo de tapón	Snap apertura a presión en la parte posterior del tapón / tapón de autobloqueo a 90 °
Autoclavable	Sí
Velocidad máx centrifugación (g)	15000 15000
Graduación	Sí
Área de marcado	Sí
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C
Especificidad	- Libre de DNasas, RNasas, ADN humano, endotoxinas, ATP e inhibidores de PCR
Unid./caja	4 bolsas de 500 microtubos 20 bolsas de 100 microtubos
Ref. color natural	199204 199206
€/caja	NC - NC -

Group **Dutscher** IBERICA

Cultek

www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab

www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas

www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

