

Microtubos Nalgene™

TUBOS GRADILLAS

Volumen (ml)	0,5		1,5	2		4,5
Diámetro ext. (mm)	13	13	13	13	13	12
Altura (mm)	49	49	47	49	49	77
Material	Copolímero de polipropileno					
Estéril	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí
Tapón	No					
Autoclavable	Sí					
Velocidad máx centrifugación (g)	13000					
Faldón	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Graduación	No					
Área de marcado	No					
Especificidad	Conforme USP clase VI ; libre de DNAsas, RNAsas y endotoxinas ; Bajas trazas de metales pesados; no citotóxico; conforme FDA	Conforme USP clase VI ; libre de endotoxinas; bajo contenido en metales pesados; no citotóxico; conforme a la FDA	Conforme USP clase VI ; libre de DNAsas, RNAsas y endotoxinas ; bajas trazas de metales pesados; no citotóxico; Conforme FDA		Conforme USP clase VI ; libre de endotoxinas; bajo contenido de metales pesados; no citotóxico; conforme a la FDA	Conforme USP clase VI ; libre de DNAsas, RNAsas y endotoxinas ; Bajas trazas de metales pesados ; no citotóxico ; conforme FDA
Unid/ bolsa	1000 microtubos					
Ref. microtubo solo	029559	029563	029560	029561	029565	029562
Ref. microtubo solo ámbar	029567	029569	-	029568	029570	-
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Tapones planos



Material	Copolímero de polipropileno	
Estéril	Sí	No
Especificidad	Libre de DNAsas, RNAsas y endotoxinas ; baja traza de metales pesados ; no citotóxico	
Unid./caja	2 bolsas de 500 Tapones	
Natural	029593	029601
Blanco	029594	029602
Amarillo	029595	029603
Rojo	029625	029605
Verde	029596	029604
Azul	029597	029606
Rosa	-	029609
Violeta	029598	029607
Ámbar	029599	029608
€/caja	NC -	NC -

Tapones con inserto de color



Material	Copolímero de polipropileno	
Estéril	Sí	No
Especificidad	Libre de DNAsas, RNAsas y endotoxinas ; baja traza de metales pesados ; no citotóxico	
Unid./caja	2 bolsas de 500 Tapones	
Sin inserto	029571	029582
€/caja	NC -	NC -
Inserto natural	029580	029591
Inserto blanco	029572	029583
Inserto amarillo	029573	029584
Inserto rojo	029576	029587
Inserto verde	029575	029586
Inserto azul	029577	029588
Inserto violeta	029579	029590
Inserto naranja	029574	029585
Inserto oro	029578	029589
Azul verde	029581	029592
€/caja	NC -	NC -

Tapones para tubos 4,5 ml ref. 029562



Material	Copolímero de polipropileno
Estéril	Sí
Especificidad	Libre de DNAsas, RNAsas y endotoxinas ; baja traza de metales pesados ; no citotóxico
Unid./caja	2 bolsas de 500 Tapones
Natural	029643
Blanco	029644
Verde	029645
€/caja	NC -