

Tubos SuperClear™ Labcon



Volumen (ml)	15								
Diámetro (mm)	17								
Altura (mm)	118								
Material	Tubo y tapón de polipropileno								
Estéril	Sí	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	
Tipo de tapón	Con rosca; Plano con junta de elastómero								
Autoclavable	Sí								
Velocidad máx centrifugación (g)	17000								
Faldón	No								
Graduación	Sí estándar e invertido; indicación de nivel máximo para la congelación								
Área de marcado	Sí en tubo con rejilla de puntos para la visibilidad del contenido y en el tapón								
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C								
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas (< 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (< 1 ppm) ; conforme IATA 95 kPa para el transporte de agentes infecciosos ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable								
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	Bolsa de 500 tubos y bolsa de 500 tapones	20 gradillas de cartón de 25 tubos	20 gradillas de cartón de 25 tubos	20 gradillas de polipropileno de 25 tubos	2 integrapacks de 5 bolsas de 10 tubos	100 tubos envasados individualmente	
Ref. tapón verde plano	949823	949886	949431	949430	949894	949895	949885	949884	
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	



Tipo de tapón	De rosca; con zona de junta gruesa; estanqueidad reforzada				
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas (< 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (< 1 ppm) ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable				
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	Bolsa de 500 tubos y bolsa de 500 tapones	20 gradillas de cartón de 25 tubos	20 gradillas de cartón de 25 tubos
Ref. tapón verde PEHD estanqueidad reforzada	949890	949889	949899	949897	949896
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Volumen (ml)	50								
Diámetro (mm)	29								
Altura (mm)	115								
Material	Tubo y tapón de polipropileno								
Estéril	Sí	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	
Tipo de tapón	Con rosca; Plano con junta de elastómero								
Autoclavable	Sí								
Velocidad máx centrifugación (g)	20000								
Faldón	No								
Graduación	Sí estándar e invertido; indicación de nivel máximo para la congelación								
Área de marcado	Sí en tubo con rejilla de puntos para la visibilidad del contenido y en el tapón								
Temperatura de uso	-80 °C a +121 °C								
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas (< 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (< 1 ppm) ; conforme IATA 95 kPa para el transporte de agentes infecciosos ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable								
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	Bolsa de 500 tubos y bolsa de 500 tapones	20 gradillas en caja de 25 tubos	20 gradillas en caja de 25 tubos	20 gradillas de polipropileno de 25 tubos	2 integrapacks de 5 bolsa de 10 tubos	100 tubos envasados individualmente	
Ref. tapón verde plano	949531	949905	949429	949428	949910	949911	949904	949903	
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	



Tipo de tapón	De rosca; con zona de junta gruesa; estanqueidad reforzada				
Especificidad	Libre de DNasas, RNasas y endotoxinas (< 0,05 EU/ ml) y ATP ; certificado bajo contenido en metales (< 1 ppm) ; conforme U.S.P Clase VI ; reciclable				
Unid./caja	10 bolsas de 50 tubos	10 bolsas de 50 tubos	Bolsa de 500 tubos y bolsa de 500 tapones	20 gradillas de cartón de 25 tubos	20 gradillas de cartón de 25 tubos
Ref. tapón verde PEHD estanqueidad reforzada	949907	949906	949915	949913	949912
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -