

Neveras 25 y 32 litros



Nevera pequeña 4,7 litros



Volumen (l)	25	32
Dimensiones exteriores An x p x Al (mm)	420 x 250 x 350	440 x 270 x 380
Dimensiones interiores An x p x Al (mm)	360 x 200 x 260	400 x 220 x 280
Ref.	940892	940893
€	NC -	NC -

■ Aislamiento de espuma de poliuretano

Ref.	Descripción	Dimensiones al x an x p (cm)	€
071149B	Nevera 4,7 litros	18 x 26 x 20	NC -

Neveras Ice Box Pro

- En HDPE
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- 2 asas abatible en ambos lados
- Temperatura de -20 °C a +40 °C
- Tapón de drenaje



Ref.	Volumen (l)	Dim. Ext. L x An x Al (mm)	Dim. int. superior L x An x Al (mm)	Dim. int. inferior L x An x Al (mm)	Peso (kg)	Separador	Ruedas	€
320901	35	555 x 333 x 415	480 x 270 x 305	440 x 240 x 305	5,2	No	No	NC -
320902	50	650 x 400 x 430	565 x 325 x 320	525 x 295 x 320	6,4	No	No	NC -
320903	60	470 x 395 x 415	645 x 325 x 335	605 x 305 x 335	7,4	No	No	NC -
320904	110	860 x 470 x 500	780 x 390 x 395	740 x 360 x 395	11,6	No	No	NC -
320905	65	750 x 470 x 470	650 x 340 x 330	610 x 320 x 330	9,5	Sí (1 extraíble)	Sí	NC -
320906	80	830 x 470 x 520	730 x 340 x 380	690 x 320 x 380	12,5	Sí (1 extraíble)	Sí	NC -

Cajas de transporte

Para transportar o almacenar muestras en hielo.

- De poliestireno expandido
- Material de calidad alimentaria
- Libres de CFC
- Totalmente reciclables

Ref.	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Grosor pared	Volumen útil	Unid./caja	€/caja
014244B	120 x 200	90 x 170	15 mm	0,3 l	500	NC -
014245A	150 x 150 x 140	120 x 120 x 110	15 mm	1,5 l	96	NC -
014243	180 x 180 x 150	150 x 150 x 120	15 mm	2,7 l	96	NC -

