

Jerricans de polietileno de alta densidad, sin grifo

Jerricans de HDPE con tapón PP Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Diseño pesado y robusto
- Para un uso extremo
- Gran estabilidad y pico de vertido largo
- Graduaciones moldeadas
- De polipropileno de alta densidad
- No autoclavables



L x Al x An (mm)	152 x 203 x 343	191 x 229 x 368	229 x 305 x 445
Capacidad nominal (l)	6	10	20
Capacidad máxima aproximada (l)	7,6	12	24
Subdivisiones (galones)	1/4	1/4	1
Ø tapón (mm)	53B	53B	53B
Ref.	029456	029457	029458
€	NC -	NC -	NC -

Bidones apilables



- Apto para el contacto con alimentos
- Con una práctica asa para su transporte
- Tapón con cierre de seguridad según normas DIN
- Los tres volúmenes (5, 10 y 20 litros) cumplen la homologación de la ONU para el transporte de sustancias líquidas peligrosas

Ref.	Volumen (l)	Dimensiones (mm)	DIN	Unid./caja	€/caja
391337	2	175 x 155 x 115	GL 45	48	NC -
391338C	5	250 x 195 x 150	GL 51	40	NC -
391339	10	320 x 225 x 195	GL 51	24	NC -
391340	20	370 x 295 x 245	GL 51	6	NC -

Jerricans de HDPE

- En HDPE
- Con homologación ONU
- Frascos solos, tapón de HDPE se vende por separado

Volumen (l)	Dim.cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Rosca	Altura (mm)	Peso (g)	Homologación ONU	Color natural		Color azul	
							Ref.	€	Ref.	€
2	145 x 109	34,5	45	196	110	-	063427	NC -	-	-
2,5	153 x 115	34,5	45	208	125	UN 3H1/Y1.6/150	063429	NC -	-	-
3	153 x 115	34,5	45	240	140	UN 3H1/Y1.6/150	063434	NC -	-	-
5	190 x 145	40,5	50	251	250	UN 3H1/X1.9/250	063418	NC -	-	-
6	192 x 145	34,5	45	294	265	-	063426	NC -	-	-
8	230 x 190	34,5	45	270	320	-	063327	NC -	-	-
20	290 x 246	48,5	60	385	950	UN 3H1/X1.9/250	063432	NC -	063433	NC -
25	290 x 246	48,5	60	450	1100	UN 3H1/X1.9/250	-	-	-	-
30	320 x 284	48,5	60	435	1250	UN 3H1/X1.9/250	063430	NC -	-	-



Tapones para bidones de HDPE

Para jerrican (l)	4) Color natural, con grifo de vaciado, rojo		5) Blanco, con bomba dosificadora	
	Ref.	€	Ref.	€
2/2,5/3	063421	NC -	063490	NC -
5	063411	NC -	-	-
6/8	063421	NC -	063490	NC -
20	063412	NC -	063342	NC -
25	063412	NC -	063343	NC -
30	063412	NC -	063344	NC -

Jerricans de polietileno de alta densidad, con grifo

Bidones con grifo

- En HDPE
- Volúmenes de 10 y 20 litros
- Perfecto para espacios pequeños
- Apto para el contacto con alimentos
- Práctica asa para el transporte
- Posición del grifo que permite colocar el bidón en vertical
- Simplifican el envase y el transporte de líquidos

Ref.	Volumen (l)	Dimensiones (mm)	Unid./caja	€/caja
391335	10	380 x 300 x 160	5	NC -
391336	20	470 x 370 x 180	4	NC -

