

## Frascos de boca estrecha de LDPE

- De LDPE
- Boca estrecha
- Flexibles
- Herméticos
- Botellas entregadas con tapón
- Puede completarse con un tapón cuentagotas o varilla de frascos lavadores

Ref.	Vol. (ml)	Ø cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Rosca	Altura (mm)	€
063453	10	26	9,2	14	46,5	NC -
063455	30	33,5	9,2	14	68,5	NC -
063456	50	37,5	12,9	18	86	NC -
063457	100	47	12,9	18	105	NC -
063460	500	75	19	25	177	NC -
063461	1000	97,5	21,5	28	223,5	NC -
063462	2000	120	21,5	28	264	NC -
063463	3000	138	23,8	32	300	NC -

## Tapones para frascos de boca estrecha LDPE

Para frascos con vol. (ml)	Rosca	Cuenta gotas LDE, con punta natural		Tapón de seguridad, PVC, rojo	
		Ref.	€	Ref.	€
10/20/30	14	063282	NC -	063297	NC -
50	18	063281	NC -	063297	NC -
100	18	063281	NC -	063297	NC -
200	18	063281	NC -	063297	NC -
250	25	063280	NC -	063297	NC -
500	25	063280	NC -	063297	NC -
1000	28	-	-	063297	NC -
2000	28	-	-	063297	NC -
3000	32	-	-	063297	NC -



## Frascos de cuello corto de LDPE

- Forma esbelta y alta
- Herméticos
- Para completar con un tapón o una varilla de aspiración (pedir por separado)

Ref.	Vol. (ml)	Ø cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Rosca	Altura (mm)	€
063201	50	36,5	12,9	18	82	NC -
063202	100	44,5	12,9	18	98,5	NC -
063203	250	60	19	25	127,5	NC -

## Tapones para frascos de boca estrecha LDPE

Para frascos con vol. (ml)	Rosca	Cuenta gotas LDE, con punta natural		Tapón de seguridad, PVC, rojo	
		Ref.	€	Ref.	€
50	18	063281	NC -	063297	NC -
100	18	063281	NC -	063297	NC -
250	25	063280	NC -	063297	NC -
500	25	063280	NC -	063297	NC -
1000	28	-	-	063297	NC -



## Frascos cuentagotas de LDPE con pico giratorio Azlon®

- Frascos cuentagotas redondos
- De LDPE
- Tapón con pico giratorio (permite bloquear o no el frasco)
- Puede utilizarse como cuentagotas o como frasco lavador
- Dosificadores de gel perfectos
- Buena resistencia química

Ref.	Capacidad (ml)	Altura (mm)	Diam. ext. (mm)	Unid./caja	€/caja
232530	30	66	32	10	NC -
232531	60	79	40	10	NC -
232532	150	120	59	10	NC -
232533	250	145	59	10	NC -
232534	500	174	74	10	NC -

