

Nuez de fijación para soportes



068879



068820



068823



068822

068825




■ Nuez tipo "perpendicular" para estructuras perpendiculares

Ref.	Descripción	∅ varilla (mm)	Material	€
068879	Nuez de fijación doble fija	<16	Aleación / resina	NC -
068820	Nuez de fijación doble fija	<14	Níquel	NC -
068822	Nuez de fijación doble fija extraíble y rotación 360°	<18	Cr / Zinc	NC -
068823	Nuez de fijación doble fija	<18	Aleación	NC -
068824	Nuez tipo «perpendicular»	10	Ni / Cr	NC -
068825	Nuez tipo «perpendicular»	12	Ni / Cr	NC -
068826	Nuez tipo «perpendicular»	16	Ni / Cr	NC -
068827	Llave Allen :	-	Acero	NC -

Soportes completos con varilla


Ref.	Forma	Color	Dim. base (mm)	Peso base (kg)	Pies goma	Dimensiones varilla (∅ x al) (mm)	€
810699	A	Azul	200 x 30	-	-	10 x 600	NC -
810700	Rectángulo	Negro	100 x 175	0,47	-	10 x 500	NC -
810701	Rectángulo	Negro	125 x 225	0,76	Sí	10 x 600	NC -
810702	Rectángulo	Negro	150 x 250	1,0	Sí	10 x 600	NC -
810703	Rectángulo	Negro	150 x 300	1,2	Sí	10 x 900	NC -
810705	Rectángulo	Azul	200 x 140	1,0	-	10 x 600	NC -
942983	Rectángulo	Azul	300 x 175	1,6	-	10 x 600	NC -



Soportes de polipropileno

- De polipropileno
- Dimensiones de la base (L x An x Al) : 293 x 147 x 14 mm
- 2 barras de soporte de acero cromado incluidas, longitud 25 cm, ∅ 12 mm
- Las barras pueden atornillarse entre sí para longitudes superiores

Ref.	Descripción	€
391611	Soporte con fijación centrada	NC -
391612	Soporte con fijación excéntrica	NC -
391615	Barra de soporte adicional	NC -



Juego de 16 destornilladores de precisión



- Cabezales giratorios
- 4 estrellas, 3 boquillas, 3 hex., 6 planos
- Puntas acero
- Dimensiones: 210 x 140 x 20 mm
- Peso: 150 g
- Se entregan en caja de tapa transparente

Ref.	Descripción	€
089456	Juego de 16 destornilladores	NC -

Candado 40 mm

- Candado con llave de latón macizo
- Anchura 40 mm
- Se entrega con 3 llaves



Ref.	Descripción	€
711163	Candado	NC -