# Soportes de filtración de vidrio borosilicato Sartorius

- Soportes de filtración por vacío para los controles de hibridación, controles de partículas y clarificación
- Disponibles para dos diámetros de filtros: 24-25 mm ó 47-50 mm
- Uso bajo vacío únicamente
- Autoclavable (134°C máx.) o por calor seco (180°C máx.)

#### Soporte de filtración que contiene:

- + embudo de vidrio borosilicato;
- + base de vidrio borosilicato;
- + pinza de fijación/presión del soporte-filtro de aluminio anodizado
- + tapa de silicona (modelo para filtros de 50 mm unicamente)
- + soporte-filtro en vidrio fritado o en acero inoxidable con capa de Teflon

	Para filtro Ø (mm)	Capacidad embudo (ml)	Ø racors de salida (mm)		Soporte-filtro	Ref.	€
	24-25	30	12	3	Vidrio fritado	036893	NC -
	24-25				Acero inox. / PTFE	150435	NC -
	47-50	250	15	12,5	Vidrio fritado	147000	NC -
					Acero inox. / PTFE	150443	NC -

Los soportes de filtración se completan con un kitasato + tapón perforado o para utilizar en una rampa de filtración nue Combisart® Manifold (con adaptador).

### Frascos y tapones perforados

Ref.	Descripción	€
150193	Kitasato 2 I de vidrio borosilicato	NC -
150470	Tapón silicona, perforación ø 11-12 mm, para soportes de filtración 24-25 mm	NC -
150471	Tapón silicona, perforación ø 14-15 mm, para soportes de filtración 47-50 mm	NC -

# Adaptador para rampa de filtración nue Combisart<sup>®</sup> Manifold

Ref.	Descripción	€
036894	Adaptador para soportes de filtración ø 24-25 mm con rampa Combisart®	NC -
150469	Adaptador para soportes de filtración ø 47-50 mm con rampa Combisart®	NC -



#### Piezas sueltas suplementarias

Para soportes con diámetro	24-25 mm	€	47-50 mm	€
Embudo	150437	NC -	6980119	NC -
Base	150438	NC -	146634	NC -
Soporte-filtro vidrio fritado	150441	NC -	150451	NC -
Soporte-filtro acero inox./ PTFE	150442	NC -	150452	NC -
Pinza	150436	NC -	150449	NC -



SVILLE

# Sistema de filtración completo de vidrio de borosilicato

- De vidrio borosilicato 3,3
- Para membranas de Ø 47 mm

Ref.	Descripción	€
940894	Sistema de filtración completo con tapón de goma	NC -

#### Piezas de recambio

Ref.	Descripción	€
940896	Embudo de filtración de 300 ml	NC -
940897	Base de vidrio fritado con tapón de goma Ø 47 mm	NC -
940895	Frasco Erlenmeyer 1000 ml con oliva Ø 11 mm	NC -
940898	Pinza metálica de soporte	NC -
942998	Tapón de silicona	NC -



# Unidades de filtración de vidrio

- Embudo y frasco de vidrio
- Graduación clara en el embudo
- Vidrio fritado o acero inox. según la aplicación

€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref.	886100	886101	886102	886103	886104
Diámetro filtro (mm)	47	25	47	47	25
Fritado	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Acero inox.	Acero inox.
Volumen frasco de vacío (ml)	1000	125	1000	1000	125
Volumen embudo (ml)	300	15	300	300	15
Modelo	VF3	VF 5	VF 6	VF 7	VF 8

### Kit de filtración continua

Ref.	Descripción	€
886217	Kit de filtración continua para sistemas VF3/VF6/VF7/VF12	NC -

