

Fascos de vidrio DURAN® Yutility GL45

Botella ergonómica de forma estilizada para ahorrar espacio.

- De vidrio neutro de borosilicato 3.3 Tipo 1 DURAN®
- Tapón optimizado de fácil desenroscado, incluido con la botella
- Marcador de autoclave modificado en las etiquetas para mayor visibilidad
- Frascos y tapones con código de trazabilidad, certificado de conformidad disponible en www.duran-group.com
- Anillas de silicona de colores (accesorio) para identificar fácilmente el frasco



Volumen (ml)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Unid./caja	Frasco estándar	€/caja	Frasco ámbar	€/caja
125	55	124	4	092148	NC -	092183	NC -
250	66	158	4	092149	NC -	092184	NC -
500	78	193	4	092150	NC -	092185	NC -
1000	93	253	4	092151	NC -	092186	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/caja
096126	Etiqueta autoadhesiva para frasco y tapón	100	NC -
092153	Tapón de rosca DURAN® Yutility azul	10	NC -
096343	Tapón de rosca DURAN® Yutility blanco	10	NC -
092154	Anillo de vertido para DURAN® Yutility	16	NC -
092155	Anillo de marcado para DURAN® Yutility *	16	NC -
096111B	Tapón de rosca con membrana PTFE 0,2 µm	4	NC -

* Dos de cada color: azul, morado, verde, rojo, naranja, amarillo, negro, blanco

Anillos de marcado

Rojo	Naranja	Amarillo	Verde	Azul	Violeta	Negro	Blanco	€/20 unid.
096004	096005	096006	096007	096008	096009	096010	096011	NC -

Botellas con revestimiento DURAN® PROTECT



Botellas de vidrio borosilicato Duran® con revestimiento que refuerza la solidez de la botella y retiene los fragmentos de vidrio en caso de rotura.

Versión transparente

Vol. (ml)	Altura sin tapón (mm)	Ø cuello (mm)	Ø cuerpo (mm)	Sin tapón ni anillo de vertido			Con tapón y anillo de vertido		
				Ref.	Unid./caja	€/caja	Ref.	Unid./caja	€/caja
10	50	25	36	090984	10	NC -	-	-	-
25	70	25	36	090845	10	NC -	-	-	-
50	87	32	46	090846	10	NC -	-	-	-
100	100	45	56	090388	10	NC -	083826	10	NC -
150	110	45	62	092042	10	NC -	083827	10	NC -
250	138	45	70	090389	10	NC -	092130	10	NC -
500	176	45	86	090390	10	NC -	092131	10	NC -
750	203	45	95	092043	10	NC -	083828	10	NC -
1000	225	45	101	090380	10	NC -	083829	10	NC -
2000	260	45	136	090381	10	NC -	083830	10	NC -
3500	295	45	160	092044	1	NC -	083831	1	NC -
5000	330	45	182	090391	1	NC -	083832	1	NC -

Versión ámbar

Vol. (ml)	Altura sin tapón (mm)	Ø cuello (mm)	Ø cuerpo (mm)	Sin tapón y anillo de vertido		
				Ref.	Unid./caja	€/caja
25	70	25	36	083835	10	NC -
50	87	32	46	083837	10	NC -
100	100	45	56	083839	10	NC -
250	138	45	70	083842	10	NC -
500	176	45	86	083844	10	NC -
1000	225	45	101	083847	10	NC -
2000	260	45	136	083849	10	NC -
5000	330	45	182	083852	1	NC -

Fascos de depósito DURAN® HPLC, GL45



NUEVO

- Base cónica para una recuperación total de disolventes
- Boca de GL 45 compatible con varios tapones
- Los viales grandes permiten análisis más largos sin interrupción
- De vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad según ISO 3585
- Código y certificado de trazabilidad del lote de fabricación

Ref.	Volumen (l)	Ø x al (mm)	€
096990	1	110 x 295	NC -
096991	2	145 x 309	NC -
096360	3,5	165 x 353	NC -
096992	5	190 x 386	NC -
096993	10	235 x 481	NC -