

Papeles de protección de laboratorio Versi-dry

- Papeles absorbentes con parte posterior de polietileno
- Líquido absorbido (según modelo) : 750 ml/m² ó 1050 ml/m²
- En rollos, rollos dispensadores u hojas.

Ref.	Presentación	L x an	Unid. de env.	€
Versi-dry absorbanza estándar blanco (750 ml/m²)				
029152	Rollo dispensador	100 m x 51 cm	1 rollo	NC -
088025	Rollo dispensador	30 m x 51 cm	4 rollos	NC -
029153	Rollo	100 m x 51 cm	2 rollos	NC -
029154	Rollo	50,8 cm x 45,7 m	2 rollos	NC -
029155	Hojas	46 cm x 51 cm	350 hojas	NC -
Versi-dry absorbanza mejorada azul (1050 ml/m²)				
029157	Rollo	80 m x 51 cm	1 rollo	NC -
029156	Hojas	45 cm x 51 cm	350 hojas	NC -



Papeles de protección de laboratorio BenchGuard

- Protección de plan de trabajo
- Una cara impermeable y otra capaz de adsorber 400 ml/m²
- BenchGuard Extra para una absorción de 800 ml/m²
- Disponible en hojas de 60 cm x 49 cm o rollos de 50 m

Ref.	Descripción	Dimensiones hojas o rollo	Unid./caja	€/caja
090275	BenchGuard	50 m x 49 cm	1 rollo	NC -
090276B	BenchGuard	60 cm x 49 cm	100 hojas	NC -
090277	BenchGuard Extra	50 m x 49 cm	1 rollo	NC -
090278	BenchGuard Extra	60 cm x 49 cm	50 hojas	NC -



Alfombrilla protectora de silicona



- De silicona (FDA)
- Dimensiones: 35 x 60 cm
- Grosor : 2 mm
- Autoclavable a 121 °C durante 15 minutos
- Fácil limpieza con desinfectante estándar; también se puede meter en el lavavajillas
- Protege la mesa de trabajo de muestras calientes de hasta 200 °C
- Resiste temperaturas de -50 °C a 200 °C

Ref.	Lado 1	Lado 2	€
320552	Amarillo	Azul sobre fondo gris	NC -
320553	Violeta	Gris sobre fondo morado	NC -
320623	Azul	Blanco con borde azul	NC -

Alfombrillas de protección



- Ideal para entornos en los que se requiere esterilidad
- 2 lados:
 - 1 lado liso
 - 1 lado rugoso: impide el movimiento de objetos pequeños, el deslizamiento de depósitos, cajas de puntas y otros consumibles
- Mantiene la mesa de trabajo limpia y libre de suciedad y desgaste
- Reutilizable
- Borde para retener hasta 250 ml
- Antideslizante
- Reduce el ruido de las vibraciones de los equipos pequeños, como las microcentrifugas
- Fácil limpieza con desinfectante estándar, apto para lavavajillas
- Resistente a la mayoría de los productos químicos
- Protege la mesa de trabajo de recipientes calientes de hasta 200°C
- Dimensiones: 305 x 379 x 2 mm
- Autoclavable a 121 °C durante 15 minutos

Azul	Violeta	€
320702	320703	NC -