



heidolph
research made easy

Agitador magnético Hei-Plate Mix 20l

■ Placa resistente a los productos químicos y a las rayaduras

Interfaz	Analógico
Capacidad de agitación (l)	20
Velocidad (rpm)	100 - 1400
Diámetro placa (mm)	145
Materiales de la placa	Kera-Disk Silumine recubierta de cerámica
Dim. (an x pr x al) (mm)	168 x 299 x 101
Peso (kg)	3
Condiciones de uso	5 a +31 °C / 80 % HR
Índice de protección	IP42
Ref.	499971
€	NC -



NUEVO



Agitadores magnéticos MixDrive 1 2mag

2mag
magnético motorizado

El agitador magnético de volumen medio más flexible, adecuado para su uso en baños maría, cámaras frigoríficas e incubadoras

- Mantenimiento cero: accionamiento de la barra magnética por inducción
- Motor que no emite calor, la superficie permanece fría durante el uso
- Se suministra sin caja de control, se debe completar con un módulo de control a elegir
- Garantía: 3 años

Modelo	MIXdrive 1	MIXdrive 1
Interfaz	Según el módulo de control	
Capacidad de agitación (l)	10	
Materiales de la placa	Acero inoxidable	
Dim. L x An x Al (mm)	180 x 180 x 38	
Peso (kg)	3,3	
T °C admisible (plataforma)	+ 50 °C	+ 95 °C en el agua + 200 °C en el aire
Condiciones de uso	-10 a +50 °C / 100 % HR	
Clase de protección	IP68	
Ref.	699015	699016
€	NC -	NC -



Módulo de control

Ref.	Módulo MixControl eco	Interfaz	Velocidad (rpm)	€/caja
699023	Módulo MixControl 20	Analógico	120 - 1200	NC -
699024	Módulo MixControl 20	Digital	100 - 1600	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB

Group **Dutscher** IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com