



Agitadores vortex monotubo de velocidad fija

Agitadores vortex OHAUS



- Diseño sólido
- Incluye cabeza de agitación 76 mm para viales

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Velocidad (rpm) | 2500 |
| Órbita (mm) | 4,9 |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 211 x 122 x 165 |
| Peso (kg) | 4,4 |
| Condiciones de uso | +4 a +40 °C / 85 % HR |
| Ref. | 192141 |
| € | NC - |

Mezclador vortex miniatura ClearLine®



ClearLine

Nuestra Selección



Modelo miniatura para ahorrar espacio en el escritorio

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Velocidad (rpm) | 2800 fija |
| Órbita (mm) | 4 |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 94 x 99 x 66 |
| Peso (kg) | 0,4 |
| Condiciones de uso | 4 a +65 °C |
| Ref. | 062599CL |
| € | NC - |

Agitadores vortex monotubo de velocidad variable

Mini-vortex iSwix Jr



IP 43

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Interfaz | Analógico |
| Velocidad (rpm) | 2500 - 4500 |
| Órbita (mm) | 4,5 |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 100 x 100 x 67 |
| Peso (kg) | 0,55 |
| Condiciones de uso | 5 a +40 °C / 80 % HR |
| Índice de protección | IP43 |
| Ref. | 111446 |
| € | NC - |

Vortex 1 IKA



IP 40

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Interfaz | Analógico |
| Velocidad (rpm) | 1000 - 2800 |
| Órbita (mm) | 4,5 |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 95 x 70 x 110 |
| Peso (kg) | 0,828 |
| Condiciones de uso | 5 a +40 °C / 80 % HR |
| Índice de protección | IP40 |
| Ref. | 250248 |
| € | NC - |

Agitador vortex Cole Parmer V-100-V



IP 43

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Interfaz | Analógico |
| Velocidad (rpm) | 2500 - 4500 |
| Órbita (mm) | 4,5 |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 100 x 100 x 67 |
| Peso (kg) | 0,55 |
| Condiciones de uso | 5 a +40 °C / 80 % HR |
| Índice de protección | IP43 |
| Ref. | 491342B |
| € | NC - |

Agitador vortex V-1 Plus



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Interfaz | Analógico |
| Velocidad (rpm) | 750 - 3000 |
| Órbita (mm) | 4 |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 90 x 150 x 80 |
| Peso (kg) | 0,8 |
| Condiciones de uso | +4 a +40 °C / 80 % HR |
| Ref. | 144200B |
| € | NC - |