



Agitadores Vortex Genie 1 y Genie 2

El más versátil, con numerosas configuraciones para cada situación.

■ Incluye cabezal estándar y soporte Ø75 mm para viales

■ 2 años de garantía

Vortex Genie Pulse :

■ Función Pulse para la mezcla a intervalos



Modelo	Genie 2	Genie 2T	Genie 2 digital	Genie Pulse
Interfaz	Analógico		Digital	
Velocidad (rpm)	600 - 2700		500 - 2850	
Órbita (mm)	6			
Modo de uso	Manual			
o continuo	Manual, continuo o temporizador			
Temporizador	-	1 s a 60 min	1s a 99 min	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	165 x 122 x 165			
Peso (kg)	4			
Condiciones de uso	0 a +38 °C / 95 % HR			
Ref.	079008	079009	079070	079115
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Ref.	Foto N°	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
Soporte con insertos de espuma redondos				
079012	-	Soporte redondo solo	1	NC -
079013*	2	Cojín de espuma para 30 microtubos 1,5/2 ml y 30 microtubos 0,2/0,5 ml	2	NC -
079014*	3	Cojín de espuma para 1 microplaca	2	NC -
079127*	3A	Cojín de espuma para 1 placa Deepwells	2	NC -
079015**	-	Kit completo soporte + insertos redondos **	1	NC -
Soporte de polipropileno con insertos de espuma				
079016B	5	Soporte PP solo	1	NC -
079017*	10	Correa de fijación	2	NC -
079018*	8	Cojín de espuma para 4 tubos Ø 29-37 mm	2	NC -
079019*	7	Cojín de espuma para 4 tubos Ø 20-29 mm y 4 tubos Ø 14-20mm	2	NC -
079020*	6	Cojín de espuma para 4 tubos Ø 13-15 mm y 8 tubos 8-12 mm	2	NC -
079021*	9	Cojín de espuma maciza para recortar	2	NC -
079022**	-	Kit completo soporte de PP con insertos **	1	NC -

Ref.	Foto N°	Descripción	€/ caja
Gradillas horizontales			
079097	17	Gradilla horizontal para 6 tubos 50ml	NC -
079098	18	Gradilla horizontal para 12 tubos 15ml	NC -
079099	19	Gradilla horizontal para 24 microtubos 1,5/2 ml	NC -
Gradillas verticales			
079100	23	Gradilla vertical para 6 tubos 50ml	NC -
079101	24	Gradilla vertical para 12 tubos 15ml	NC -
079102	25	Gradilla vertical para 24 microtubos 1,5/2ml	NC -
079104	26	Gradilla vertical para 6 tubos 50ml, 6 tubos 15ml y 12 microtubos 1,5/2ml	NC -
Gradillas verticales alta velocidad			
079120	20	Gradilla vertical alta velocidad para 3 tubos 50ml	NC -
079121	21	Gradilla vertical alta velocidad para 6 tubos 15ml	NC -
079122	22	Gradilla vertical alta velocidad para 9 tubos 1,5ml	NC -
Otras gradillas			
079058	16	Soporte para 2 ampollas cortas y 2 tubos 15 ml	NC -
078059B	15	Soporte para 2 ampollas largas y 2 tubos 15ml	NC -

* Sólo puede utilizarse con el soporte adecuado, no incluido.

** Incluye soporte y 1 inserto adaptado a cada tipo.