



## Agitador vortex MixMate Eppendorf

eppendorf

- Silencioso: nivel de ruido inferior a 50 dB
- Tecnología antiderrame para limitar la contaminación cruzada
- Tecnología 2D Mix-Control para un movimiento de agitación perfectamente uniforme
- 2 años de garantía

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	300 - 3500
Órbita (mm)	3
Capacidad estándar	1 microplaca SBS
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	15s a 99h30min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	170 x 230 x 130
Peso (kg)	4,2
Condiciones de uso	+2 a +40°C / 75% HR
Ref.	<b>999576</b>
€	<b>NC -</b>



### Accesorios

Ref.	Descripción	€
<b>033959</b>	Gradilla 96 para 96 tubos de PCR de 0,2 ml, tiras de PCR o placas PCR de 96 pocillos, con o sin faldón	<b>NC -</b>
<b>033960</b>	Gradilla para 24 microtubos de 0,5 ml	<b>NC -</b>
<b>033961</b>	Gradilla para 24 microtubos de 1,5 ml o 2 ml	<b>NC -</b>
<b>999577</b>	Gradilla para 8 tubos cónicos de 5 ó 15 ml	<b>NC -</b>
<b>999578</b>	Gradilla para 4 tubos cónicos de 25 ó 50 ml	<b>NC -</b>



## Agitadores vortex para microplacas Ohaus



- Incluye cabezal estándar y un soporte para 1 microplaca

Modelo	VXMPAL	VXMPDG	SHLDMP03DG
Interfaz	Analógico		Digital
Velocidad (rpm)	300 - 3500		100 - 1200
Órbita (mm)	3,5		3
Capacidad estándar	1 microplaca SBS		4 microplacas SBS
Modo de uso	Manual o continuo	Manual, continuo o temporizador	Continuo o con temporizador
Temporizador	-		1s a 160h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	267 x 137 x 114		413 x 254 x 102
Peso (kg)	5,3		10,9
Condiciones de uso	+4 a +40 °C / 85 % HR		-10 a +60 °C / 80 % HR
Ref.	<b>192148</b>	<b>192147</b>	<b>192112</b>
€	<b>NC -</b>	<b>NC -</b>	<b>NC -</b>



192112



192147

### Accesorio para VXMPAL y VXMPDG

Ref.	Descripción	€
<b>192296</b>	Gradilla para 2 microplacas	<b>NC -</b>

### Accesorio para SHLDMP03DG

Ref.	Descripción	€
<b>192218</b>	Soporte para 70 microtubos 1,5 ó 2,0 ml	<b>NC -</b>



## Agitador vórtex para microplacas PMS-1000i Grant-bio

grant

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	150 - 1200
Órbita (mm)	2
Capacidad estándar	2 microplacas SBS
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1min a 24h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	205 x 220 x 90
Peso (kg)	2
Condiciones de uso	+4 a +40 °C / 80 % HR
Ref.	<b>144206B</b>
€	<b>NC -</b>



### Accesorio

Ref.	Descripción	€
<b>144207</b>	Bandeja para 4 microplacas	<b>NC -</b>

