


Agitador vórtex para microplacas de gran capacidad TiMix 5

El agitador más capacitivo para microplacas

- Se suministra sin soporte, a completar con una plataforma de su elección
- Agitador TiMix 5 control
- Controlador táctil utilizable con guantes
- Visualización de la fecha y la hora
- Funciones de programación con arranque retardado
- Dirección de agitación programable para una mejor agitación
- Registro de datos

| Modelo | VXHDAL | VXHDDG |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Interfaz | Analógico | Digital |
| Velocidad (rpm) | 100 - 1400 | |
| Órbita (mm) | 3 | |
| Capacidad estándar | 8 microplacas | |
| Modo de uso | Temporizador o continuo | Temporizador, programa o continuo |
| Temporizador | 0 - 120 min | 0 - 99h 59min 59s |
| Programación | - | 10 programas / 10 etapas |
| Dimensiones (an x fx al) (mm) | 510 x 490 x 150 | |
| Peso (kg) | 19 | 20 |
| Condiciones de uso | 5 a +50 °C / 80 % HR | |
| Índice de protección | IP 21 | |
| Ref. | 497004 | 497005 |
| € | NC - | NC - |



IP 21



Según el modelo

Accesorios

| Ref. | Descripción | € |
|---------------|--|------|
| 497006 | Plataforma estándar para 8 microplacas | NC - |
| 497007 | Plataforma apilable para 8 microplacas* | NC - |
| 497008 | Plataforma con pinzas para 8 microplacas | NC - |
| 497009 | Plataforma con pinzas para 24 microplacas superpuestas | NC - |
| 497010 | Plataforma con pinzas para 48 microplacas superpuestas | NC - |

* Para pedir además de la plataforma estándar

Agitador vórtex para microplacas Heidolph Titramax



- Se suministra con bandeja antideslizante con ranuras para microplacas

| Modelo | Titramax 101 | Titramax 100 | Titramax 1000 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Interfaz | Analógico | | |
| Velocidad (rpm) | 150 - 1350 | | |
| Órbita (mm) | 3 | | 1,5 |
| Capacidad estándar | 4 microplacas | | 6 microplacas |
| Modo de uso | Continuo o con temporizador | | |
| Temporizador / programación | 0 - 120 min | | |
| Dimensiones (an x p x al) (mm) | 245 x 310 x 125 | | 320 x 375 x 125 |
| Peso (kg) | 5,5 | | 6,5 |
| Condiciones de uso | 5 a +40 °C / 80 % HR | | |
| Índice de protección | IP30 | | |
| Ref. | 498637 | 498636 | 498638 |
| € | NC - | NC - | NC - |



IP 30



Visiten nuestras WEB

Accesorios y packs

| Ref. | Descripción | € |
|---------------|---|------|
| 498620 | Cámara de incubación 546 x 394 x 163mm | NC - |
| 498622 | Módulo de Incubación | NC - |
| 498639 | Conjunto Titramax 1000, cámara y módulo de incubación | NC - |

Agitadores vortex de microplacas Cole Parmer serie SH-200



| Modelo | SH-200D-M | SH-200D-M-L |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Interfaz | Digital | |
| Velocidad (rpm) | 250 - 1250 | |
| Órbita (mm) | 1,5 | |
| Capacidad estándar | 4 microplacas SBS | 8 microplacas SBS |
| Modo de uso | Continuo o con temporizador | |
| Temporizador | 1 a 9999 min | |
| Dimensiones (an x fx al) (mm) | 240 x 300 x 160 | 360 x 420 x 160 |
| Peso (kg) | 5 | 10 |
| Condiciones de uso | +4 a +40 °C / 80 % HR | |
| Índice de protección | IP31 | |
| Ref. | 090794B | 491233B |
| € | NC - | NC - |

Accesorios

- Capacidad SSM5 : 1 gradilla ; capacidad SSL5 : 2 gradillas

| Ref. | Descripción | € |
|---------------|-----------------------------------|------|
| 090795 | Soporte para 50 microtubos 1,5 ml | NC - |
| 090796 | Soporte para 50 microtubos 0,5 ml | NC - |
| 491107 | Soporte para 50 microtubos 0,2 ml | NC - |



IP 21



491233B