

Agitador orbital táctil ClearLine®

ClearLine

- Se suministra con plataforma antideslizante
- 5 años de garantía

Interfaz	Táctil
Velocidad (rpm)	30 - 300
Órbita (mm)	19
Dimensiones plataforma (mm)	330 x 300
Carga máxima (kg)	6
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1min a 99h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	280 x 430 x 75
Peso (kg)	11,25
Condiciones de uso	4 a +65 °C
Referencia	062819CL
€	NC -



Plataformas

Ref.	Descripción	€
060968	Plataforma para Erlenmeyer 5 x 500 ml	NC -
060969	Plataforma para Erlenmeyer 8 x 250 ml	NC -
060970	Plataforma para Erlenmeyer 12 x 125 ml	NC -
060971	Plataforma para 4 microplacas	NC -
060972	Plataforma con muelles	NC -
060966	Plataforma MagicClamp 350 x 300 mm	NC -

Accesorios para plataforma Magic Clamp

Ref.	Descripción	€
060962	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 50 ml	NC -
060961	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 125 ml	NC -
060960	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 250 ml	NC -
060959	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 500 ml	NC -
060958	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 1000 ml	NC -
062647	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 125 a 500 ml	NC -
060963	Rack para 30 tubos 15 ml y 20 tubos 50 ml	NC -

Agitador vortex con plataforma Ohaus



Modelo	SHLD0415AL	SHLD0415DG
Interfaz	Analógico	Digital
Velocidad (rpm)	40 - 300	
Órbita (mm)	15	
Dimensiones plataforma(mm)	299 x 222	
Carga máxima (kg)	3,6	
Modo de uso	Continuo	Continuo o con temporizador
Temporizador	-	1s a 160h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	413 x 254 x 102	
Peso (kg)	10,9	
Condiciones de uso	0 a +40 °C / 80 % HR	-10 a +60 °C / 80 % HR
Ref.	192110	192113
€	NC -	NC -

- Aumento gradual de la velocidad de agitación
- Compatible con entornos ricos en CO2
- Se suministra con plataforma antideslizante



Accesorios

Ref.	Descripción	€
192225	Plataforma 218 x 297 mm con 2 rodillos	NC -
192218	Gradilla para 70 microtubos 1,5 ó 2,0 ml	NC -
192219	Gradilla para 63 tubos Ø 10-13 mm	NC -
192223	Gradilla para 35 tubos de centrifuga 15 ml	NC -
192224	Gradilla para 12 tubos de centrifuga 50 ml	NC -
192189	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 50 ml	NC -
192190	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 125 ml	NC -
192191	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 250 ml	NC -
192192	Pinzas de acero inox. Erlenmeyer 500 ml	NC -
192200	Pinza de acero inox. para botella de 500 ml	NC -

Agitador orbital digital Sea Star

- Incluye plataforma antideslizante y 8 lazos elásticos

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	20 - 300
Órbita (mm)	19
Dimensiones plataforma (mm)	279 x 279
Carga máxima (kg)	4,5
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	0 a 74h59 min
Dimensiones (anx fx al) (mm)	314 x 310 x 197
Condiciones de uso	2 a +40 °C / 80 % HR
Referencia	320064B
€	NC -

