AGITADORES DE BALANCEO DE ÁNGULO FIJO



Agitadores de balanceo Cole Parmer serie SH-200D-S





■ Incluye plataforma antideslizante

Modelo	SH-200D-S	SH-200D-S-L
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	5 - 70	
Ángulo de agitación	7 °	
Dimensiones plataforma (mm)	235 x 235	355 x 355
Carga máxima (kg)	3	10
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	1 a 9999 min	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	240 x 300 x 165	360 x 420 x 170
Peso (kg)	5	10
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR	
Ref.	090788B	090774B
€	NC -	NC -

Kit para niveles adicionales

Ref.	Descripción	€
090787	Kit de 2 plataformas superpuestas para SSM3 h.125 mm	NC -
090776	Kit de 2 plataformas superpuestas para SSL3 h.125 mm	NC -

Agitador de balanceo LSE





■ Incluye una o dos plataformas apilables antideslizantes

Modelo	1 plataforma	2 plataformas
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	2 - 60	
Ángulo de agitación	7°	
Dimensiones plataforma(mm)	300 x 300	
Carga máxima (kg)	5	
Modo de uso	Continuo o con temporizador	
Temporizador	10 a 120 min	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	325 x 360 x 145	
Peso (kg)	5,3	5,8
Condiciones de uso	4 a +70 °C	
Ref.	006704	006706
€	NC -	NC -

Agitador de balanceo Grant-Bio PMR-30



CORNING



■ Se suministra con plataforma antideslizante

Se summistra con plataforma antidestizante			
Digital			
5 - 30			
7 °			
215 x 215			
1			
Continuo o temporizador			
1min a 24h			
238 x 238 x 110			
2,1			
4 a +45 °C			
144201			
NC -			

Accesorio

Ref.	Descripción	€
144203	Alfombrilla con picos	NC -