

Agitador rotativo Tube Revolver



- Modo de agitación estándar u "oscilación": vibración cada 40°
- Garantía: 2 años

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	10 - 40
Ángulo de agitación	Ajustable 0 - 90°
Adaptadores incluidos	2 x 7 tubos 10/15 ml 2 x 7 tubos 5/7 ml 2 x 15 tubos 1,5/2,0 ml 1 x 6 tubos 50 ml
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (an x p x al) (mm)	225 x 154 x 195
Peso (kg)	1,2
Condiciones de uso	4 a +60 °C
Ref.	079547
€	NC -

Adaptadores

Ref.	Para tubos (ml)	Tubos/adaptador	Unid./caja	€/caja
079548	10 / 15	7	2	NC -
079549	5 / 7	7	2	NC -
079550	1,5 / 2	15	2	NC -
079551	0,5 / 0,8	21	2	NC -
079552	50	6	1	NC -



Agitadores rotativos de velocidad fija o variable



Modelo de velocidad variable

- Modo de agitación estándar u "oscilación": vibración cada 40°



Modelo	Velocidad fija	Velocidad variable
Interfaz	Analógico	Digital
Velocidad (rpm)	22 fija	10 - 40
Ángulo de agitación	Ajustable 0 - 90°	
Adaptadores incluidos	2 x 7 tubos 10/15 ml 2 x 7 tubos 5/7 ml 2 x 15 tubos 1,5/2,0 ml 1 x 6 tubos 50 ml	
Modo de uso	Continuo	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	225 x 148 x 195	
Peso (kg)	0,8	1,2
Condiciones de uso	+4 a +60 °C / 80 % HR	
Índice de protección	IP21	
Ref.	141270B	141381B
€	NC -	NC -

Adaptadores

Ref.	Para tubos (ml)	Tubos/adaptador	Unid./caja	€/caja
141266B	0,5 / 1	21	2	NC -
141267B	1,5 / 2	15	2	NC -
141268B	5 / 7	7	2	NC -
141269B	10 / 15	7	2	NC -
141271B	50	6	1	NC -

Plataforma magnética

Ref.	Descripción	€
841401	Plataforma magnética	NC -
841402	Banda metálica 100 x 17 mm	NC -

Agitador rotativo Revolver Labnet



Con soporte estándar para 36 microtubos

Con soporte para tubos de 50 ml

Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	20 fija
Ángulo de agitación	0 - 90
Adaptadores incluidos	36 microtubos 1,5/ 2,0 ml
Carga máxima (kg)	0,8
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	239 x 217 x 152,4
Peso (kg)	2
Condiciones de uso	4 a +65 °C
Ref.	096619
€	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
096620	Soporte para 10 tubos 15ml y 16 tubos 5-7 ml	NC -
096621	Soporte para 6 tubos 50 ml	NC -

Agitador rotativo MiniLabRoller



Interfaz	Analógico
Velocidad (rpm)	20 fija
Ángulo de agitación	0 ó 90°
Gradilla incluida	36 microtubos 1,5/ 2,0 ml
Modo de uso	Continuo
Dimensiones (anx fx al) (mm)	213 x 102 x 126
Peso (kg)	1,8
Condiciones de uso	4 a +40 °C
Ref.	096576
€	NC -

Gradillas

Ref.	Descripción	€
096578	Gradilla para 10 tubos de 15 ml y 12 tubos de Ø 13 mm	NC -
096579	Gradilla 6 tubos 50 ml	NC -