



Agitador-Incubador Orbital Genie Temp-Shaker

- Tapa transparente con tres aperturas: puerta delantera, basculación lateral o retirada completa
- Plataforma de cambio rápido, sin herramientas
- Incluye una plataforma de su elección
- 2 años de garantía



Encuentre plataformas de recambio en nuestras WEB

Modelo	Genie Temp-Shaker 100		Genie Temp-Shaker 300	
Interfaz	Digital			
Velocidad (rpm)	20 - 100	35 - 300		
Órbita (mm)	19			
Rango de temperatura (°C)	28 - 75 °C			
Dimensiones plataforma(mm)	305 x 305			
Altura útil (mm)	305			
Carga máxima	3			
Modo de uso	Continuo			
Dimensiones (An x p) (mm)	450 x 480			
Peso (kg)	9			
Condiciones de uso	0 a 38°C / 95% HR			
Plataforma	Antideslizante	con rodillos	Universal para abrazaderas	Adhesiva
Ref.	079170	079171	079172	079173
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
079161	Alfombrilla adhesiva de recambio	NC -
079093	Cinta adhesiva de doble cara 25,4 mm x 1,5 m	NC -
079087	Abrazadera para Erlenmeyer 100 ml	NC -
079088	Abrazadera para Erlenmeyer 125/150 ml	NC -
079089	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	NC -
079090	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	NC -
079091	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	NC -
079092	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	NC -

Agitador incubador orbital Cole Parmer SI-200



- Tratamiento antibacteriano BioCote
- Control informatizado de los parámetros mediante conexión USB
- Plataforma deslizante para una carga fácil
- Incluye plataforma de rodillos
- 3 años de garantía

Gradillas para tubos para SI500

Ref.	Descripción	€
001639	Gradilla para 64 microtubos de 1,5 ml	NC -
001640	Gradilla para 25 tubos de centrifuga 15 ml	NC -
001641	Gradilla para 12 tubos de centrifuga 50 ml	NC -
001642	Gradillas para 16 contenedores 30 ml	NC -

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	30 - 300
Órbita (mm)	16
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +60 °C
Precisión (°C)	± 0,5
Dimensiones plataforma (mm)	335 x 335
Altura útil (mm)	250
Carga máxima	10
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1s a 9j
Dimensiones (anx fx al) (mm)	450 x 474 x 522
Peso (kg)	30
Condiciones de uso	5 a +40 °C / 80 % HR
Ref.	001638B
€	NC -

Agitador-incubador orbital Benchtop 222DS



- Incluye cable USB y software SmartChack para control por ordenador y almacenamiento de parámetros
- No incluye soporte, a completar con una plataforma de su elección
- 2 años de garantía

Gradillas y abrazaderas para plataforma universal

Ref.	Descripción	€
096670	Gradilla para 3 microplacas	NC -
096671	Gradilla para 6 tubos 15 ó 50ml	NC -
096672	Abrazadera de plástico para frasco 125 ml	NC -
096673	Abrazadera de plástico para frasco 250 ml	NC -
096674	Abrazadera de plástico para frasco 500 ml	NC -
096675	Abrazadera de plástico para frasco 1000 ml	NC -

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	20 - 300
Órbita (mm)	19
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +70 °C
Precisión (°C)	± 0,5
Dimensiones plataforma(mm)	300 x 300
Modo de uso	Continuo o con temporizador
Temporizador	1min a 99h
Dimensiones (anx fx al) (mm)	370 x 530 x 400
Peso (kg)	19,5
Ref.	096666
€	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
096667	Plataforma universal para pinzas	NC -
096669	Alfombrilla antideslizante 150x150mm	NC -
096668	Estante para placas Petri	NC -