



Agitador-incubador orbital para cargas pesadas Ohaus

- Sistema de accionamiento triple excéntrico para una mayor homogeneidad de agitación
- Incluye plataforma antideslizante

Modelo	ISHD16HDG	ISHD23HDG	ISHD23CDG
Interfaz	Digital		
Velocidad (rpm)	15 - 500		
Órbita (mm)	19	25	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +65 °C		Ambiente -15 a +65°C
Precisión a 37°C	± 0,5		
Dimensiones plataforma(mm)	279 x 330		456 x 457
Altura útil (mm)	241		432
Carga máxima	16		22,7
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	1s a 160h		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	356 x 648 x 406	675 x 815 x 596	675 x 1044 x 596
Peso (kg)	35,9	101,6	131,7
Condiciones de uso	+15 a +32°C / 80% HR		
Ref.	333827	333828	333829
€	NC -	NC -	NC -



Según el modelo

Plataformas

Ref.	Descripción	Para	€
192156	Plataforma universal para abrazaderas	ISHD15x	NC -
333830	Plataforma universal para abrazaderas	ISHD23x	NC -
192163	Alfombrilla antideslizante 279 x 330 mm	ISHD15x	NC -




Encuentre accesorios adicionales (abrazaderas, racks, etc.) en nuestras WEB

Abrazaderas para plataformas universales

Ref.	Descripción	Capa. / dispositivo		€
		ISHD15x	ISHD23x	
192190	Abrazadera para Erlenmeyer 125 ml	10	20	NC -
192191	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	9	20	NC -
192192	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	7	13	NC -
192193	Abrazadera para Erlenmeyer 1000 ml	4	8	NC -
192194	Abrazadera para Erlenmeyer 2000 ml	-	5	NC -
192207	Abrazadera acero inox. para microplacas	4	12	NC -

Soportes para plataforma universal

Ref.	Descripción	Capa. / dispositivo		
		ISHD15x	ISHD23x	€
192218	Gradilla para 70 microtubos 1,5/2 ml	2	4	NC -
192219	Gradilla para 63 tubos de ensayo Ø 10-13 mm	2	4	NC -
192220	Gradilla para 48 tubos de ensayo Ø 14-16 mm	2	4	NC -
192221	Gradilla para 35 tubos de ensayo Ø 18-20 mm	2	4	NC -
192222	Gradilla para 24 tubos de ensayo Ø 22-25 mm	2	4	NC -
192216	Gradilla para 17 tubos de centrifuga 50 ml		3	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB