# Baños secos con calefacción LES Corning

#### **CORNING**



### Bloques

Ref.	Compatibilidad	Número máximo de tubos	€
00480116	Tubos 0,2 ml o tiras	48	NC -
00480118	Tubos 0,5 ml	24	NC -
00480119	Tubos 1,5 ml	24	NC -
00480117	Tubos 2 ml	20	NC -
00480124	Tubos de centrífuga 15 ml	12	NC -
00480129	Tubos de centrífuga 50 ml	5	NC -

<ul><li>Interfaz USB para extracción de datos</li><li>Se entrega con tapa</li></ul>		No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección		
Interfaz	Digital			
Número de bloques	1	2	4	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +150 °C			
Precisión (°C)	± 0,3°C			
Uniformidad (°C)	± 0,2°C			
Modo de uso	Continuo o con temporizador			
Temporizador	1min a 99h59min			
Dimensiones (an x p x al) (mm)	210 x 290 x 120		210 x 390 x 120	
Peso (kg)	3,2		4,4	
Ref.	006876-SB	006886-DB	006896-FB	
€	NC -	NC -	NC -	

# **Baños secos Digital Heat Block**



- Incluye herramienta de extracción de bloques
- No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección
- 2 años de garantía

Interfaz	Digital		
Número de bloques	1	2	4
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +150 °C		Ambiente +5 a +130 °C
Precisión	± 0,2°C		
Uniformidad	± 0,2°C		
Modo de uso	Continuo o con temporizador		
Temporizador	1 a 999 min		
Dimensiones (anx fx al) (mm)	200 x 230 x 80	220 x 270 x 80	220 x 360 x 80
Peso (kg)	2,3	2,8	3,9
Ref.	060916	060917	060918
€	NC -	NC -	NC -

#### Bloques

Ref.	Compatibilidad	Número máximo de tubos	€
060922	Microtubos 0,5 ml	24	NC -
060920	Microtubos 1,5 ml (cónico)	24	NC -
060921	Microtubos 1,5 y 2,0 ml	24	NC -
060923	Tubos de centrífuga 15 ml	12	NC -
062561	Tubos de centrífuga 50 ml	5	NC -
060924	Tubos Ø 10 mm	20	NC -
060925	Tubos Ø 13 mm	20	NC -

Ref.	Compatibilidad	Número máximo de tubos	€
060926	Tubos Ø 15-16 mm	12	NC -
060931	Tubos PCR 0,2 ml o tiras	48	NC -
060933	Placa PCR 96 pocillos	1	NC -
060934	Placa PCR 96 pocillos *	1	NC -
060935	Microplaca estándar *	1	NC -
060919	Bloque macizo	-	NC -
* Likilian O annuman da bilanum inanamatible ana lan madalan da 1 bilanum			

<sup>\*</sup> Utiliza 2 ranuras de bloque, incompatible con los modelos de 1 bloque.

### Baños secos con calefacción y/o refrigeración capacidad estándar

### Baños secos con calefacción y/o refrigeración ThermoCell



■ No incluyen soporte, a completar con un bloque de su elección

### **Bloques**

Ref.	Compatibilidad	Nº máx. de tubos	€
865012	Microtubos 0,2 ml	96	NC -
865011	Microtubos 0,5 ml	54	NC -
865002	Microtubos 1,5 ml	40	NC -
865013	Tubos Ø 15 mm	24	NC -
865014	Baño María 115x73x38 mm	-	NC -
865015	Microtubos 0,2 ml	40	NC -
865016	Microplaca 96 pocillos	1	NC -
865017	Microtubos 0,5 ml Microtubos	26 24	NC -

Modelo	Con calefacción	Con calefacción & con refrigeración
Interfaz	Digital	
Número de bloques	1	
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100 °C	Ambiente -10 a +105°C
Precisión (°C)	± 0,5°C	
Uniformidad (°C)	± 0,5°C	
Velocidad calentamiento de 20 a 100°C	12 min < 35	
Velocidad enfriamiento de 20 a 0°C	-	< 25
Modo de uso	Continuo, temporizador o programas	
Temporizador	1min a 99h59min	
Programación	Hasta 5 pasos	
Dimensiones (anx fx al) (mm)	300 x 200 x 150	
Peso (kg)	2,8	3,3
Ref.	865072	865001
€	NC -	NC -