

Baños maría pura Julabo

Julabo

- Pantalla LED muy luminosa
- Interruptor protegido contra salpicaduras de agua
- Sistema de protección contra el funcionamiento en seco
- Cubeta lisa para facilitar la limpieza
- Grifo de vaciado en parte frontal, a partir del baño 10l
- Incluye soporte de interior fijo



Alta calidad, práctico y duradero



Interfaz	Digital				
Volumen (l)	4	10	14	22	30
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	120 x 270 x 140	220 x 270 x 140	330 x 270 x 140	550 x 270 x 180	770 x 270 x 180
Capacidad de racks	1	2	3	5	7
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +99,9				
Precisión de temperatura (°C)	0,1				
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,15				
Potencia calorífica (kW)	0,5	1,2	1,8	2	2
Modo de uso	Continuo o con temporizador				
Temporizador	0 a 999 min				
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	210 x 350 x 220	310 x 350 x 220	420 x 350 x 220	640 x 350 x 260	860 x 350 x 260
Peso (kg)	4,9	7	8,5	11,5	14,5
Ref.	068293	068294	068295	068296	068297
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. Tapas abombadas	068309	068310	068311	068312	068313
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Gradillas para tubos

Ref.	Compatibilidad	Capacidad	€
068106	Tubos Ø 16-17 mm x h.100 mm	60	NC -
068107	Tubos Ø 12-13 mm x h.75 m	90	NC -
068108	Tubos Ø 30 mm	21	NC -



Encuentre los accesorios (bolas anti-evaporación, tapas de apertura, serpentines de refrigeración, etc.) en nuestras WEB

Baño María WTB Memmert

memmert®

- Pantalla táctil en color 3,5"
- Calibración a dos puntos.
- Indicación de la temperatura real, la programada y temporizador
- Sistema de seguridad de dos etapas para evitar el sobrecalentamiento (para controlar el nivel, y para apagar la calefacción en caso de error)
- Cubeta de acero inoxidable con esquinas redondeadas para fácil limpieza
- Válvula de vaciado en la parte delantera
- Se incluye la tapa de tejadillo en acero inoxidable
- Se suministra sin rejilla inferior, debe completarse con una rejilla de fondo o racks según se requiera
- 3 años de garantía



Encuentre mas accesorios (bomba de recirculación, sistema de agitación y racks...) en nuestras WEB



Modelo	WTB6	WTB11	WTB15	WTB24	WTB35	WTB50
Interfaz	Digital					
Volumen (l)	7	10	17	23	37	51
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	277 x 217 x 150	267 x 207 x 200	482 x 277 x 150	472 x 267 x 200	602 x 482 x 150	592 x 472 x 200
Rango de temperatura (°C)	Ambiente +5 a +100					
Precisión de temperatura (°C)	0,1					
Potencia calorífica (kW)	1			1,42		2,8
Modo de uso	Continuo					
Dimensiones externas (an x p x al) (mm)	479 x 289 x 375	479 x 289 x 425	749 x 349 x 375	749 x 349 x 425	868 x 554 x 375	868 x 554 x 425
Peso (kg)	6	7	9	10	14	16
Ref.	912084B	912085B	912086B	912087B	912088B	912089B
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accesorios

Tapa de acero inoxidable con aberturas	912545	912546	912547	912548	912549	912550
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Rejilla de fondo doble altura (60/30 mm)	912551	912552	912553	912554	912555	912556
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -