

Baños termostáticos refrigerados de circulación Julabo Corio y Dyneo

Julabo

- Para aplicaciones internas o externas hasta 150°C
- Conexión USB para control a distancia
- Cambio sencillo entre los sistemas de circulación interna y externa gracias al juego de bombas opcional
- Cubeta de acero inoxidable



Encuentre los accesorios (adaptadores, puntas, canelés...) en nuestras WEB

Criotermostatos Corio CD

- Para aplicaciones de circulación interna y externa de -40 a +150°C



Vea también los modelos CP con temperatura máxima +200°C en nuestras WEB



Modelo	CD-200F	CD-201F	CD-310F	CD-450F	CD-600F	CD-601F
Interfaz	Digital					
Volumen (l)	4			7,5		
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	130 x 150 x 150			220 x 150 x 150		
Rango de temperatura (°C)	-20 a +150 °C		-30 a +150 °C		-35 a +150 °C	-40 a +150 °C
Precisión de temperatura (°C)	0,1					
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,03					
Potencia calorífica (kW)	2					
Potencia de refrigeración (kW) (a +20 / 0 / -20°C)	0,22 / 0,17 / 0,06		0,31 / 0,28 / 0,13	0,45 / 0,38 / 0,17		0,6 / 0,46 / 0,18
Puerto sonda pt1000	No					
Caudal bomba externa (l/min)	15					
Potencia bomba externa (mbar)	350					
Modo de uso	Continuo					
Dimensiones (anx fx al) (mm)	230 x 390 x 650	440 x 410 x 440	230 x 400 x 650	430 x 400 x 650	330 x 470 x 690	360 x 460 x 740
Peso (kg)	26	25	25,2	25,1	36	38,5
Ref.	068073	068074	068444	068445	068076	068197
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Criotermostatos Dyneo DD

- Para aplicaciones de circulación interna y externa de -40 a +200°C
- Salida analógica y RS232 opcional
- Opciones de programación
- Bomba de circulación externa de caudal variable



Modelo	DD-200F	DD-201F	DD-310F	DD-450F	DD-600F	DD-601F
Interfaz	Digital					
Volumen (l)	4			7,5		
Dimensiones internas (an x p x al) (mm)	130 x 150 x 150			220 x 150 x 150		
Rango de temperatura (°C)	-20 a +200 °C		-30 a +200 °C		-35 a +200 °C	-40 a +200 °C
Precisión de temperatura (°C)	0,1					
Estabilidad de temperatura (°C)	± 0,01					
Potencia calorífica (kW)	2					
Potencia de refrigeración (kW) (a +20 / 0 / -20°C)	0,2 / 0,15 / 0,02		0,3 / 0,27 / 0,08	0,44 / 0,37 / 0,16		0,6 / 0,44 / 0,16
Puerto sonda pt1000	Sí					
Caudal bomba externa (l/min)	8 - 27					
Potencia bomba externa (mbar)	100 - 700					
Modo de uso	Continuo, temporizador o programado					
Temporizador	0 a 99h59min					
Programación	8 programas / 60 etapas					
Dimensiones (anx fx al) (mm)	230 x 390 x 650	440 x 410 x 440	230 x 400 x 650	430 x 400 x 650	330 x 470 x 690	360 x 460 x 740
Peso (kg)	26	25	25,2	25,1	36	38,5
Ref.	068265	068266	068446	068447	068268	068269
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -